



medpol™

Catálogo

de dispositivos
e insumos médicos.





Somos una empresa orgullosamente mexicana, dedicada a la fabricación, acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos para hospitales.

Nos orgullese proveer a los hospitales públicos y privados más importantes del país, pero sobre todo ser parte de los profesionales que participan en la mejora de la atención de la salud.

Diariamente con el apoyo de profesionales y expertos, desarrollamos las herramientas necesarias que ayudan a las instituciones médicas en su labor habitual por ofrecer una mejor atención a sus pacientes.

En Medpol trabajamos para ofrecer la mejor solución.

Accesorios

Apósitos

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
APG011-01	Apósito de gasa	b/3	VER
ACA011-04	Apósito circular adulto	b/4	VER
ACP011-05	Apósito circular pediátrico	b/4	VER
ARA011-02	Apósito rectangular adulto	Pieza	VER
ARP011-03	Apósito rectangular pediátrico	Pieza	VER
MED001-23	Medpol strip	Pieza	VER



Da click
en producto
de interes.

Terapia

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
SVP002-06	Soporte para línea venosa pediátrica	Pieza	VER
SVA002-07	Soporte para línea venosa adulto	Pieza	VER
SAA002-04	Soporte para línea arterial adulto	Pieza	VER
SIA002-18	Soporte para línea venosa antecubital	Pieza	VER
SEX002-01	Sujetador para extremidad adulto	Pieza	VER
BHI002-20	Bolsa para hielo desechable	b/25	VER
FSF002-09	Fijador sonda foley	Pieza	VER

Complementos

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
THO010-01	Tapete hospitalario (block con 30 hojas)	Pieza	VER
TSU012-04	Tubo de succión de 6 mts con conectores	Pieza	VER
TSU012-03	Tubo de succión de 3 mts estéril	Pieza	VER
MPI012-03	Marcador para piel	Pieza	VER
MDL010-08	Manerales desechables (par)	Pieza	VER
LPE001-01	Limpiador de puntas de electrocauterio	Pieza	VER
LTG010-05	Lente tipo google de policarbonato	Pieza	VER
JAS001-66	Jeringa asepto estéril	Pieza	VER



Accesorios



Accesorios

CLAVE MEDPOL
APG011-201

Apósitos de gasa.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Apósito formado por una gasa reforzada de 45 x 70 cm con referencia y trama radiopaca.
CONTENIDO	3 <ul style="list-style-type: none">• Apósitos en forma de compresa para vientre de algodón 45 x 70 cm con referencia y trama radiopaca.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación y retiro.• Su composición evita el desprendimiento de partículas.• Es útil en cavidad abdominal para la absorción de sangre y líquidos.• Con gran capacidad de absorción.• Trama radiopaca que disminuye el riesgo de pérdida en cavidad.• Con una referencia para su mejor manipulación y control de textiles.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para la absorción de líquidos y limpieza en cavidad.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 60 bolsas, cada bolsa con 3 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
ACA011-04

Apósito circular adulto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con gasa reforzada y una capa 100% algodón intermedio, de forma circular de 10 x 70 cm. Suaves, adaptables y con una elevada capacidad de absorción.
CONTENIDO	4 <ul style="list-style-type: none">• Apósitos circulares de gasa y algodón de 10 x 70 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Para proteger y/o inhibir sangrados abundantes.• Usado como apósito secundario.• Su composición evita del desprendimiento de partículas.• Es útil su uso en heridas exudativas.• Mejor absorción no se adhiere a la herida.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para el control de hemorragia y/o contención de líquidos en cavidades y/o heridas exudativas.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 bolsas, cada bolsa con 4 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
ACP011-05

Apósito circular pediátrico.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con gasa reforzada y una capa 100% algodón intermedio, de forma circular de 5 x 65 cm. Suaves, adaptables y con una elevada capacidad de absorción.
CONTENIDO	4 <ul style="list-style-type: none">• Apósitos circulares de gasa y algodón de 5 x 65 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Para proteger y/o inhibir sangrados abundantes.• Usado como apósito secundario.• Su composición evita del desprendimiento de partículas.• Es útil su uso en heridas exudativas.• Mejor absorción no se adhiere a la herida.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para el control de hemorragia y/o contención de líquidos en cavidades y/o heridas exudativas.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 60 bolsas, cada bolsa con 4 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
ARA011-02

Apósito rectangular adulto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con gasa reforzada y una capa 100% algodón intermedio, de forma rectangular de 65 x 60 cm. Suaves, adaptables y con una elevada capacidad de absorción.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Apósitos rectangulares de gasa y algodón de 65 x 60 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Para proteger y/o inhibir sangrados abundantes.• Usado como apósito secundario.• Su composición evita del desprendimiento de partículas.• Es útil su uso en heridas exudativas.• Mejor absorción no se adhiere a la herida.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para la contención de líquidos en cavidades y/o heridas exudativas.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 24 bolsas, cada bolsa con 1 pieza.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
ARP011-03

Apósito rectangular adulto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con gasa reforzada y una capa 100% algodón intermedio, de forma rectangular de 45 x 30 cm. Suaves, adaptables y con una elevada capacidad de absorción.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Apósitos rectangulares de gasa y algodón de 45 x 30 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Para proteger y/o inhibir sangrados abundantes.• Usado como apósito secundario.• Su composición evita del desprendimiento de partículas.• Es útil su uso en heridas exudativas.• Mejor absorción no se adhiere a la herida.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para la contención de líquidos en cavidades y/o heridas exudativas.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 80 bolsas, cada bolsa con 1 pieza.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
MED001-23

Medpol stript.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida, poliéster en color blanco y recubierto de adhesivo hipoalergénico. Transparente repelente el agua, papel protector impreso con cuadrícula. Línea vertical pre cortada integrada para usos múltiples.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Apósitos adhesivo absorbente de 10 x 10 cm estéril.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación y retiro sin dejar residuos de adhesivos.• Proporciona una protección segura, reduciendo el riesgo de contaminación.• Su adaptabilidad simplifica la configuración de alrededor de las articulaciones y los contornos del cuerpo para permitir mayor libertad de movimiento al paciente.• Su permeabilidad al aire y la humedad, ayuda a reducir el riesgo de maceración.• Confortable.• Proporciona una excelente fijación de catéteres y tubos de drenaje.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para ser utilizado en la fijación de catéteres centrales, periféricos y tubos de drenaje.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 1500 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
SVPO02-06

Soporte para línea venosa pediátrica.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Es un dispositivo liviano, estético, y de fácil mantenimiento, férula con recubrimiento de tela y con 3 sujetadores de tela suave con velcro para mantener una posición adecuada. Elaborada de un material termoplástico Policloruro de Vinilo (PVC).
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Base de plástico para soporte venoso pediátrico 5.5 x 14.5 cm.1 • Tira de velcro macho de 10 cm.3 • Tiras suaves de 28 x 3 cm.1 • Plantilla dubetina con hule espuma de 5 x 13 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación.• Ligera, cómoda y resistente.• Provee el soporte suficiente durante todo el tiempo que este indicado.• Mantiene la estabilización en donde se tenga la línea venosa.• Permite la visualización y mantenimiento del sitio de inserción.• Seguridad en el paciente pediátrico.• Disminuye los retiros accidentales de catéteres.• Visualización y mantenimiento del sitio de punción.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Parala inmovilización de una región anatómica en donde se haya colocado un catéter para terapia de infusión en un paciente pediátrico.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 30 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
SVA002-07

Soporte para línea venosa adulto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Es un dispositivo liviano, estético, y de fácil mantenimiento, férula con recubrimiento de tela y con 3 sujetadores de tela suave con velcro para mantener una posición adecuada. Elaborada de un material termoplástico Policloruro de Vinilo (PVC).
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Base de plástico para soporte venoso adulto 8 x 21 cm.1 • Tira de velcro macho de 15 cm.3 • Tiras suaves de 63 x 3 cm.1 • Plantilla dubetina con hule espuma de 7.5 x 19.5 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación.• Ligera, cómoda y resistente.• Provee el soporte suficiente durante todo el tiempo que este indicado.• Mantiene la estabilización en donde se tenga la línea venosa.• Permite la visualización y mantenimiento del sitio de inserción.• Seguridad en el paciente pediátrico.• Disminuye los retiros accidentales de catéteres.• Visualización y mantenimiento del sitio de punción.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Parala inmovilización de una región anatómica en donde se haya colocado un catéter para terapia de infusión en un paciente pediátrico.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 200 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
SAA002-04

Soporte para línea arterial adulto I.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Es un dispositivo liviano, estético, y de fácil mantenimiento, férula con recubrimiento de tela y con 2 sujetadores de tela suave con velcro para mantener una posición adecuada. Elaborada de un material termoplástico Policloruro de Vinilo (PVC).
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Esponja para soporte arterial adulto 6 x 12 cm.1 • Plantilla dubetina con hule espuma para soporte arterial adulto de 8.5 x 22.5 cm.1 • Base de plástico para soporte arterial adulto 9 x 24 cm.2 • Tiras suaves de 42 x 3 cm.2 • Tira de velcro macho de 10 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación.• Ligera, cómoda y resistente.• Provee el soporte suficiente durante todo el tiempo que este indicado.• Mantiene la estabilización en donde se tenga la línea venosa.• Permite la visualización y mantenimiento del sitio de inserción.• Disminuye los retiros accidentales de catéteres.• Visualización y mantenimiento del sitio de punción.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Parala inmovilización de una región anatómica en donde se haya colocado un catéter de línea arterial en un paciente adulto.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.






Accesorios

CLAVE MEDPOL
SIA002-18

Soporte para línea venosa anticubital.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Es un dispositivo liviano, estético, y de fácil mantenimiento, férula con recubrimiento de tela y con 2 sujetadores de tela suave con velcro para mantener una posición adecuada. Elaborada de un material termoplástico Policloruro de Vinilo (PVC).
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">4 • Tira de velcro macho de 10 cm.2 • Tiras suaves de 55 x 3 cm.1 • Plantilla de hule espuma de 17 x 34 cm.1 • Base de plástico para soporte ante cubital 11.5 x 32 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación y retiro.• Ligera, cómoda y resistente.• Provee el soporte suficiente durante todo el tiempo que este indicado.• Mantiene la estabilización en donde se tenga la línea venosa.• Permite la visualización y mantenimiento del sitio de inserción.• Disminuye los retiros accidentales de catéteres.• Visualización y mantenimiento del sitio de punción.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Parala inmovilización de una región anatómica del brazo a la altura del codo en donde se haya colocado un catéter para terapia de infusión en un paciente adulto.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 80 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
BH1002-20

Bolsa para hielo desechable.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Bolsa plástica con recubrimiento de tela suave, con cintas para la sujeción en el sitio de aplicación. Con apertura para su llenado y cierre hermético con clip. Con señalización que indica el límite de llenado.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bolsa de plástico recubierta con tela selfin con 4 cintas para su ajuste y una pinza de seguridad. Medida de 17.5 x 47.5 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Proporciona confort al usuario.• Amplia apertura para el llenado y vaciado de contenido.• Práctico clip para abrir y cerrar.• Tiras de amarre que ayudan a mantener su correcta posición.• Hipoalergénica.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Aplicación de terapia fría de acuerdo a la indicación y proceso de dolor y/o inflamación.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 10 bolsas de 25 piezas cada una.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
FSF002-09

Fijador de sonda foley.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo confeccionado con: Dubetina, resorte y velcro de alta calidad, que tienen como objetivo sujetar el catéter urinario. Con una cinta central de velcro con un orificio para la fijación del catéter.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Fijador de sonda Foley de 5 x 50 cm (con resorte de 5 x 20 cm velcro de 5 x 4 cm y de 5 x 5 cm).
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación.• De fácil fijación de la sonda.• Se ajusta fácilmente a la pierna del usuario.• Hipoalergénica.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para la fijación del catéter urinario a la pierna del paciente femenino o masculino lo que permite una movilización segura sin riesgo de que la sonda se arranque o se traccione.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
THO010-01

Tapete hospitalario (block con 30 hojas).

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• El tapete adhesivo que proporciona una manera rápida y eficiente la limpieza reduciendo significativamente la circulación y transmisión de contaminantes. <p>Cada tapete adhesivo contiene 30 hojas de película con adhesivo, una hoja transparente protege la hoja superior del tapete hasta que está listo para usarse.</p> <p>La esquinas están numeradas en forma consecutiva mostrando el número, lo que ayuda a mantener un registro del número de hojas restantes y previene que varias hojas se quiten al mismo tiempo.</p>
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Caja con 10 blocks de 30 hojas cada uno.• Medida 18 x 45 pulgadas.• Color azul o gris.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Captura efectivamente la suciedad y el polvo de los zapatos y las ruedas de los equipos antes de entrar en ambientes controlados.• Se adhiere fácilmente al piso o a un marco con adhesivo de doble cara.• Una hoja transparente protege la hoja superior del tapete hasta que está listo para usarse.• Es un tapete eficaz y fácil de utilizar.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para colocarse en áreas que requieren el control de partículas y suciedad a la entrada de quirófanos y áreas críticas específicas.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.• Conservar en posición horizontal para evitar cambios en el adhesivo.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 4 pieza, de 30 hojas cada pieza.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
TSU012-04

Tubo de succión de 6 m con conectores.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• El tubo de succión, hecho de PVC, es suave y flexible, su superficie es estriada para evitar el colapso y para que se adhiera a los campos y sábanas, los conectores hembra en sus extremos proveen un ajuste seguro y la transparencia del tubo permite observar el flujo de los líquidos, además no es conductivo.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Tubo de succión de 6 m de longitud y 6.35 mm de diámetro aproximadamente, con conexiones hembra-hembra, en un blister de presentación individual estéril.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil apertura.• De fácil uso.• Flexible, no acodable y no guarda memoria.• Libre de látex.• Conexiones universales.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo utilizado para la succión de sangre y líquidos corporales en procedimientos quirúrgicos y/o clínicos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 20 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
TSU010-03

Tubo de succión de 3 m con conectores.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• El tubo de succión, hecho de PVC, es suave y flexible, su superficie es estriada para evitar el colapso y para que se adhiera a los campos y sábanas, los conectores hembra en sus extremos proveen un ajuste seguro y la transparencia del tubo permite observar el flujo de los líquidos, además no es conductivo.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Tubo de succión de 3 m de longitud y 6.35 mm de diámetro aproximadamente, con conexiones hembra-hembra, en un blister de presentación individual estéril.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil apertura.• De fácil uso.• Flexible, no acodable y no guarda memoria.• Libre de látex.• Conexiones universales.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo utilizado para la succión de sangre y líquidos corporales en procedimientos quirúrgicos y/o clínicos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
MPI012-03

Marcador para piel.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Marcador estéril y desechable con punta, tinta color violeta de metilo o genciana. Regla flexible marcada con una escala de longitud en centímetros de 1 en 1 hasta su longitud total de 15 centímetros y en pulgadas de 1 en 1 hasta 6 pulgadas.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Regla flexible de 15 cm. 1 <ul style="list-style-type: none">• Empaque estéril que contiene marcador con punta, tinta color violeta de metilo o genciana.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil apertura.• De fácil uso.• La tinta no se corre.• Hipoalergénica.• Regla flexible que facilita la medición.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para ser utilizado en el marcaje quirúrgico, en cumplimiento con las metas internacionales de seguridad del paciente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
MDL010-08

Manerales desechables.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Es una cubierta para empuñadora de las lámparas quirúrgicas, protectores estériles y desechables.• Mide 3.5 cm de diámetro y 8.5 cm de largo en la empuñadura y cubre 14.5 cm en la base, son de color morado y cuenta con pestañas que permiten que se sujete firmemente.
CONTENIDO	2 <ul style="list-style-type: none">• Manerales desechables paquete con dos piezas en un blíster estériles.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil colocación y retiro.• Permite el libre manejo de las lámparas durante el procedimiento quirúrgico.• Pestañas que permiten una mejor sujeción.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Empuñadura para lámparas quirúrgicas.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 80 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
LPE001-01

Limpiador de punta de electrocauterio.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">Almohadillas scratch fabricado con una capa de fibra sintética abrasiva para eliminar los restos de tejido de las puntas del electrocauterio.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">Almohadilla de 5 x 5 cm en un empaque en blister
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">Con adhesivo para fijarlo en las mesa de mayo.Producto de un solo uso, empaque individual.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">Para la limpieza de los puntos del electrocauterio.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).Evite el contacto directo con la luz del sol.No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">Caja con 50 piezas.






Accesorios

CLAVE MEDPOL
LTG010-05

Lente tipo gogle de policarbonato.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivos par la protección ocular, elaborados de policarbonato, con marco, brinda comodidad y protección para personal de salud que esta en riesgo de contaminación por salpicaduras de líquidos, corrosivos e irritantes, cumplen con la norma ANSI Z87.1-1989 Safety Standars aprobados por ANSI Z87.1+ (Última modificación) Ajustables con protectores laterales integrados.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Lente tipo google de policarbonato.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fabricados de policarbonato resistentes al ataque de vapores o sustancias corrosivas.• Se pueden limpiar y desinfectar.• Brindan comodidad y protección.• Livianos de fácil colocación.• Se ajusta a la nariz y cara.• No interfiere en los movimientos del usuario.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para ser utilizados en cualquier procedimiento en el que exista el riesgo de infección por salpicaduras, corrosivos o irritantes.• Utilizados en procedimientos clínicos y/o quirúrgicos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 100 piezas.





Accesorios

CLAVE MEDPOL
JAS001-66

Jeringa asepto estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Fabricada de plástico transparente traslucido de 16 cm de largo por 10.5 cm de diámetro, marcada con una escala de volumen en onzas de 1/2 en 1/2 hasta su capacidad total de 2 onzas y centímetros cúbicos en una escala de 10 a 10 cc hasta su capacidad de 60 cc.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Jeringa de plástico transparente con capacidad de 60 cc graduada.• Bulbo de hule.• Cubierta para punta de la jeringa.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil uso y manejo.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• La presentación del insumo lo hace fácilmente manipulable.• Producto de un solo uso.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Para la irrigación y succión de líquidos durante diferentes procedimientos quirúrgicos y clínicos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 100 piezas.



Catálogo

de dispositivos
e insumos médicos.

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

www.medicapolaris.com

Gavilán No. 153
Col. Guadalupe del Moral, Del. Iztapalapa
C.P. 09300, CDMX, México
Tel. 55 5697 1379

medpol™

Innplast®