



medpol™

# Catálogo

de dispositivos  
e insumos médicos.

  
Innplast®



Somos una empresa orgullosamente mexicana, dedicada a la fabricación, acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos para hospitales.

Nos orgullese proveer a los hospitales públicos y privados más importantes del país, pero sobre todo ser parte de los profesionales que participan en la mejora de la atención de la salud.

Diariamente con el apoyo de profesionales y expertos, desarrollamos las herramientas necesarias que ayudan a las instituciones médicas en su labor habitual por ofrecer una mejor atención a sus pacientes.

**En Medpol trabajamos para ofrecer la mejor solución.**

# Cubre bocas

## Cubre bocas

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
CBO006-02	Cubre bocas de alta filtración con orejeras	b/50	<a href="#">VER</a>
CBO006-01	Cubre bocas de alta filtración con cintas	b/50	<a href="#">VER</a>
CDO002-34	Cubre bocas odontológico con orejeras	b/50	<a href="#">VER</a>
MAF009-54	Cubre bocas para área hospital desechable	b/150	<a href="#">VER</a>
MPF009-12	Cubre bocas con visor antiempañante y cintas	b/25	<a href="#">VER</a>
MPF009-14	Cubre bocas con visor antiempañante con resorte	b/50	<a href="#">VER</a>
MPR009-27	Cubre bocas de alta filtración reforzado con orejeras	b/50	<a href="#">VER</a>
CBD009-38	Cubre bocas básico dos capas	b/50	<a href="#">VER</a>



# Cubre bocas



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
CBO006-02

# Cubre boca de alta filtración con orejeras.

CLAVE CUADRO BÁSICO  
060.621.0656

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas y un filtro intermedio. Con plisado ergonómico y cintas tubulares para su mejor ajuste en los pabellones auriculares.</li></ul> <p>1ª Capa de polipropileno 2ª Filtro Meltblown 3ª Capa de polipropileno</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Con moldeador nasal</li><li>-Con cintas auriculares para un mayor ajuste</li></ul>
CONTENIDO	1   • Cubreboca de alta filtración de dos capas y un filtro con orejeras.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li><li>• Con modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.</li><li>• Eficiencia de filtración de partículas <math>\geq</math> al 98%*.</li><li>• Resistencia a sangre sintética: 120 mmHg*.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li><li>• Para uso en procedimientos de corta duración.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li><li>• Flamabilidad clase 1*</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja con 20 bolsas, cada una con 50 pzas.</li></ul>

\* Certificado por Nelson Laboratories.



## Cubre bocas

Cubre boca de alta filtración con orejeras.

CLAVE MEDPOL  
CBO006-02

CLAVE CUADRO BÁSICO  
060.621.0656





## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
CBO006-01

# Cubre boca de alta filtración con cintas.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas y un filtro intermedio. Con plisado ergonómico y cintas para su mejor ajuste a la cabeza.</li></ul> <p>1ª Capa de polipropileno 2ª Filtro Meltblown 3ª Capa de polipropileno</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Con moldeador nasal</li><li>-Con 4 cintas para mejor ajuste a la cabeza.</li></ul>
CONTENIDO	1   • Cubreboca de alta filtración de dos capas y un filtro con cintas.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li><li>• Con modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.</li><li>• Eficiencia de filtración de partículas <math>\geq</math> al 98%*.</li><li>• Resistencia a sangre sintética: 120 mmHg*.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li><li>• Para uso en procedimientos de larga duración.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li><li>• Flamabilidad clase 1*</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja con 20 bolsas, cada una con 50 pzas.</li></ul>

\* Certificado por Nelson Laboratories.



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
CBO006-01

# Cubre boca de alta filtración con cintas.







## Cubreocas

CLAVE MEDPOL  
CDO002-34

# Cubreoca odontológico con orejeras.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% tres capas. Con plisado ergonómico y orejeras para su mejor ajuste a los pebellones auriculares.</li></ul> <p>3 Telas de polipropileno. Modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.</p>
CONTENIDO	1   <ul style="list-style-type: none"><li>• Cubreboca odontológico de 3 capas con resorte.</li></ul>
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li><li>• Con modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.</li><li>• Eficiencia de filtración de partículas <math>\geq</math> al 98%*.</li><li>• Resistencia a sangre sintética: 120 mmHg*.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li><li>• Para uso en procedimientos de corta duración.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li><li>• Flamabilidad clase 1*</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja con 20 bolsas, cada una con 50 pzas.</li></ul>

\* Certificado por Nelson Laboratories.



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
CDO002-34

# Cubre boca odontológico con orejeras.





## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MAF009-54

# Cubre boca para área de hospital desechable.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas. Con plisado ergonómico y cintas tubulares para su mejor ajuste a los pebellones auriculares.</li></ul> <p>1ª Capa. 2ª Capa. -Con moldeador nasal. -Cintas que permiten su ajuste perfecto.</p>
CONTENIDO	1   • Cubreboca básico 2 capas con modelador y resorte.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja con 7 bolsas, cada una con 150 pzas.</li></ul>

\* Certificado por Nelson Laboratories.



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MAF009-54

Cubre boca para área  
de hospital desechable.





## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MPF009-12

# Cubre boca con visor antiempañante y cintas.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas y un filtro intermedio. Con plisado ergonómico y cintas para su mejor ajuste a la cabeza.</li><li>• Cuenta con visor de acetato antiempañante.</li></ul> <p>1ª Capa de polipropileno. 2ª Filtro Meltblown. 3ª Capa de polipropileno. 4ª Capa (pabellón). - Acetato antiempañante. - Con moldeador nasal - Con 4 cintas para mejor ajuste a la cabeza.</p>
CONTENIDO	1   • Cubreboca de alta filtración con visor antiempañante y cintas.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li><li>• Con modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.</li><li>• Visor de acetato antiempañante para la protección de agentes contaminantes.</li><li>• Eficiencia de filtración de partículas <math>\geq</math> al 98%*.</li><li>• Resistencia a sangre sintética: 120 mmHg*.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li><li>• Para uso en procedimientos de larga duración.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li><li>• Flamabilidad clase 1*</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja 1 con 25 pzas.</li></ul> <p>* Certificado por Nelson Laboratories.</p>



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MPF009-12

Cubre boca con visor  
antiempañante y cintas.





## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MPF009-14

# Cubre boca con visor antiempañante con resorte.

### DESCRIPCIÓN

- Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas y un filtro intermedio, con plisado ergonómico y cintas tubulares para su mejor ajuste a los pabellones auriculares..
- Cuenta con visor de acetato antiempañante.

- 1ª Capa de polipropileno.
- 2ª Filtro Meltblown.
- 3ª Capa de polipropileno.
- 4ª Capa (pabellón).
- Acetato antiempañante.
- Con moldeador nasal
- Con 4 cintas para mejor ajuste.

### CONTENIDO

- 1 | • Cubreboca de alta filtración con visor antiempañante y cintas.

### BENEFICIOS

- No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.
- Plisado expandible y ergonómico.
- Fácil colocación y retiro.
- Con modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.
- Visor de acetato antiempañante para la protección de agentes contaminantes.
- Eficiencia de filtración de partículas  $\geq$  al 98%\*.
- Resistencia a sangre sintética: 120 mmHg\*.

### INDICACIONES

- Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.
- Para uso en procedimientos de larga duración.

### PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
- Flamabilidad clase 1\*

### FACTOR DE EMPAQUE

- Caja 1 con 25 pzas.

\* Certificado por Nelson Laboratories.



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MPF009-14

Cubre boca con visor  
antiempañante con resorte.







## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MPR009-27

# Cubre boca de alta filtración reforzado con orejeras.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas y un filtro intermedio, con plisado ergonómico y cintas tubulares para su mejor ajuste a los pabellones auriculares.</li></ul> <p>1ª Capa de polipropileno. 2ª Filtro Meltblown. 3ª Capa de polipropileno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Con moldeador nasal</li><li>- Con cintas auriculares para un mayor ajuste.</li></ul>
CONTENIDO	1   <ul style="list-style-type: none"><li>• Cubreboca de alta filtración de dos capas y un filtro, reforzado con orejeras.</li></ul>
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li><li>• Con modelador nasal que sujeta y mantiene el cubreboca en su lugar.</li><li>• Visor de acetato antiempañante para la protección de agentes contaminantes.</li><li>• Eficiencia de filtración de partículas <math>\geq</math> al 98%*.</li><li>• Resistencia a sangre sintética: 120 mmHg*.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li><li>• Para uso en procedimientos de larga duración.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li><li>• Flamabilidad clase 1*</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja 1 con 25 pzas.</li></ul>

\* Certificado por Nelson Laboratories.



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
MPR009-27

Cubre boca de alta filtración  
reforzado con orejeras.





## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
CBD009-38

# Cubre boca básico dos capas.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboradas con tela no tejida de polipropileno 100% dos capas, con plisado ergonómico y cintas tubulares para su mejor ajuste a los pabellones auriculares.</li></ul> <p>1ª Capa. 2ª Capa. - Con cintas tubular bilateral que permite el ajuste perfecto.</p>
CONTENIDO	1   <ul style="list-style-type: none"><li>• Cubreboca básico dos capas y sin modelador con resorte.</li></ul>
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• No contiene pegamentos ni grapas, están sellados por ultrasonido.</li><li>• Plisado expandible y ergonómico.</li><li>• Fácil colocación y retiro.</li></ul>
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protección contra agentes contaminantes y evita la dispersión de enfermedades infecciosas respiratorias.</li></ul>
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K ( 15° ) a 303 K ( 30° ).</li><li>• Evite el contacto directo con la luz del sol.</li><li>• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.</li></ul>
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Caja con 100 bolsas, cada bolsa con 50 piezas.</li></ul>



## Cubre bocas

CLAVE MEDPOL  
CBD009-38

# Cubre boca básico dos capas.



## Catálogo

de dispositivos  
e insumos médicos.

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

[www.medicapolaris.com](http://www.medicapolaris.com)

Gavilán No. 153  
Col. Guadalupe del Moral, Del. Iztapalapa  
C.P. 09300, CDMX, México  
Tel. 55 5697 1379

medpol™

Innplast®