



medpol™

Catálogo

de dispositivos
e insumos médicos.





Somos una empresa orgullosamente mexicana, dedicada a la fabricación, acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos para hospitales.

Nos orgullese proveer a los hospitales públicos y privados más importantes del país, pero sobre todo ser parte de los profesionales que participan en la mejora de la atención de la salud.

Diariamente con el apoyo de profesionales y expertos, desarrollamos las herramientas necesarias que ayudan a las instituciones médicas en su labor habitual por ofrecer una mejor atención a sus pacientes.

En Medpol trabajamos para ofrecer la mejor solución.

Paquetes quirúrgicos

Integrales

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PIH008-66	Paquete integral para hemodinamia	Pieza	VER
PLG008-68	Paquete integral de laparoscopia general	Pieza	VER
PAR008-65	Paquete integral para artroscopia de rodilla	Pieza	VER
PAH008-64	Paquete integral para artroscopia de hombre	Pieza	VER
N-PIO008-80	Paquete integral ortopedia general	Pieza	VER
PCI008-46	Paquete integral para cesárea	Pieza	VER
PPI008-45	Paquete integral para parto	Pieza	VER
N-PCC008-77	Paquete integral para cirugía de cabeza y cuello	Pieza	VER
N-PIU008-81	Paquete integral universal	Pieza	VER
PVH008-67	Paquete para laparoscopia asistida vaginal e hysterectomia	Pieza	VER



Da click
en producto
de interes.

Paquetes de línea

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PSC008-37	Paquete estéril para cesárea I	Pieza	VER
ART008-06	Paquete estéril para artroscopía	Pieza	VER
PQO008-98	Paquete quirúrgico de ortopedia	Pieza	VER
EXT008-59	Equipo quirúrgico desechable estéril para extremidades adulto	Pieza	VER
EXT008-60	Equipo quirúrgico para extremidad pediátrico	Pieza	VER
PEC008-62	Equipo desechable para cadera	Pieza	VER
PQA008-92	Paquete quirúrgico para laparoscopia vagina abdominal	Pieza	VER
PQB008-91	Paquete quirúrgico básico-menor	Pieza	VER
PQG008-93	Paquete quirúrgico de gineco-litotomía	Pieza	VER
PQH008-103	Paquete quirúrgico para hemodinamia	Pieza	VER

Paquetes de línea

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
UNI008-01	Paquete para cirugía universal	Pieza	VER
PEU008-01	Paquete estéril universal I	Pieza	VER
UEQ008-56	Paquete estéril universal I.V.	Pieza	VER
PCC008-61	Equipo quirúrgico para cabeza y cuello	Pieza	VER
PQE008-67	Paquete quirúrgico de cabeza y cuello	Pieza	VER
PQL008-90	Equipo quirúrgico de laparoscopia-laparotomía	Pieza	VER
PSB008-36	Paquete estéril par parto I	Pieza	VER



Da click
en producto
de interes.

Básicos

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PCU035-13	Paquete para cirugía universal estéril	Pieza	VER
PCG035-54	Paquete para cirugía general	Pieza	VER
PAE035-20	Paquete artroscopía estéril	Pieza	VER
PCO035-55	Paquete para cirugía de ortopedia	Pieza	VER
PCC035-21	Paquete para cirugía de cabeza y cuello estéril	Pieza	VER
COB035-63	Paquete básico estéril para cirugía oftalmología	Pieza	VER
COB035-62	Complemento paquete oftálmico	Pieza	VER
PCM035-57	Paquete de cirugía menor	Pieza	VER
PCM035-14	Paquete de cirugía menor estéril	Pieza	VER

Básicos

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PBI035-60	Paquete básico	Pieza	VER
PCL035-19	Paquete para cirugía laparoscopia estéril	Pieza	VER
PPV035-22	Paquete para parto vía vaginal estéril	Pieza	VER
PAI035-59	Paquete para parto	Pieza	VER
PPP035-53	Paquete para parto	Pieza	VER
PBC035-58	Bulto para cesárea	Pieza	VER
GUI035-62	Paquete para cirugía general universal	Pieza	VER
CGI035-61 A	Paquete para cesárea y cirugía universal	Pieza	VER



Integrales

CLAVE MEDPOL
PIH008-66

Paquete integral para hemodinámia.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|--|
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Bata quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica para hemodinámia de 200 x 300 cm con fenestrado femoral bilateral. |
| 4 | Campos absorbentes. |
| 1 | Recipiente redondo de 6000 ml. |
| 1 | Recipiente de 59 ml (20 Oz). |
| 2 | Recipientes de 946 ml (32 Oz). |
| 2 | Agujas hipodérmicas de 18 G x 38 mm. |
| 1 | Aguja hipodérmica de 22 G x 32 mm. |
| 1 | Aguja hipodérmica de 25 G x 16 mm. |
| 2 | Jeringas sin aguja de 3 ml. |
| 5 | Jeringas sin aguja de 10 ml. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 20 ml. |
| 1 | Pinza mosco curva. |
| 4 | Pinzas multiusos. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Hoja de bisturí No. 11 con mango integrado. |
| 1 | Aplicador con Gluconato de Clorhexidina al 2% y Alcohol Isopropílico al 70 % de 10.5 ml con tinte. |
| 1 | Funda plástica para mapara con ajuste de resorte. |
| 1 | Funda plástica para fluroscópio con ajuste de resorte. |
| 1 | Tarjeta con 9 etiquetas blancas adhesivas. |
| 1 | Etiqueta de color rojo rotulada con nombre Contraste. |
| 1 | Etiqueta de color verde rotulada con nombre Heparina. |
| 1 | Etiqueta de color amarillo rotulada con nombre Lidocaína. |
| 1 | Etiqueta de color blanca rotulada con nombre Nitro. |
| 4 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 50 | Gasas de 10 x 10 cm. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
PIH008-66

Paquete integral para hemodinámia.

INDICACIONES

- Para procedimientos intervencionistas de cardiología y/o endovasculares ya sea cardíaco con fines de diagnóstico o de tratamiento como: Cateterismo cardíacos, Angioplastias coronarias, embolización percutánea, colocación de filtros en la vena cava, colocación de marcapasos, angiografías carotideas, cerebrales, renales, vasculares periféricas, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 3 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
PIH008-66

Paquete integral para hemodinámia.

Sábana
para hemodinámia
200 x 300 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
PLG008-68

Paquete integral de laparoscopia general.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso 100%, tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

2	Batas quirúrgicas extragrandes.
1	Bata quirúrgica grande.
1	Sábana quirúrgica laparoscópica "T" de 260 x 350 220 cm con fenestrado y bolsas laterales.
1	Sábana quirúrgica cefálica de 160 x 200 cm.
1	Sábana quirúrgica podálica de 160 x 200 cm.
4	Campos quirúrgicos de 90 x 100 cm.
4	Campos absorbentes.
1	Recipiente de 59 ml (2 oz).
1	Recipiente de 946 ml (32 oz).
1	Aguja hipodérmica de 22 G x 32 mm.
1	Jeringa sin aguja de 5 ml.
1	Jeringa sin aguja de 10 ml.
1	Jeringa sin aguja de 20 ml.
1	Marcador para piel con regla.
1	Hoja de bisturí No. 11 con mango integrado.
1	Hoja de bisturí No. 15 con mango integrado.
1	Funda para mesa de mayo.
1	Bolsa para residuos.
1	Tarjeta con 9 etiquetas blancas adhesivas.
1	Tubo de succión de 6 m con conectores.
1	Riñón graduado de 700 ml.
2	Manerales para lámpara.
4	Vendas adhesivas.
1	Conector tipo SIMS.
1	Plantilla con 3 bandas adhesivas.
1	Contador magnético para agujas.
1	Antiepañante para lente con esponja.
3	Toallas absorbentes para secado de manos.
1	Cubierta para mesa de riñon satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.
1	Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
20	Gasas de 10 x 10 cm.

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
PLG008-68

Paquete integral de laparoscopia general.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace sumamente versátil en cuanto al tipo de cirugías y las especialidades en las que se podría utilizar, como: Laparoscopías diagnósticas o de exploración, ginecobstétricas, abdominales, bariátricas, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 3 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
PLG008-68

Paquete integral de laparoscopia general.

Sábana "T"
para laparoscopia general
260 x 350 x 200 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
PAR008-65

Paquete integral para artroscopía de rodilla.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|---|
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Bata quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica para hemodinamia de 200 x 300 cm con fenestrado circular y bolsa recolectora. |
| 1 | Sábana hendida en "U" de 200 x 300 cm. |
| 1 | Sábana hendida en "U" de 150 x 175 cm. |
| 10 | Campos absorbentes. |
| 1 | Recipientes de 946 ml (32 Oz). |
| 1 | Recipiente de 59 ml (20 Oz). |
| 1 | Aguja hipodérmicas de 18 G x 38 mm. |
| 1 | Aguja hipodérmica de 20 G x 32 mm. |
| 1 | Aguja espinal de 18 G x 88 mm. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 10 ml. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 20 ml. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 60 ml. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Hoja de bisturí No.11 con mango integrado. |
| 1 | Funda para mesa de mayo. |
| 1 | Bolsa de residuos. |
| 1 | Tarjetas con 9 etiquetas blancas adhesivas. |
| 2 | Apósitos quirúrgicos de gasa y algodón sin adherente. |
| 1 | Estoquinete impermeable. |
| 1 | Riñón graduado de 700 ml. |
| 1 | Venda adherible de 10 cm. |
| 1 | Venda de huata sintética de 9 cm. |
| 1 | Venda de hule elástica tipo Smarch de 15 cm. |
| 1 | Venda de elástica de 10 cm. |
| 1 | Contador magnético para agujas. |
| 2 | Tubos de succión de 6 mm con conectores. |
| 3 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 20 | Gasas de 10 x 10 cm. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
PAR008-65

Paquete integral para artroscopía de rodilla.

INDICACIONES

- Utilizado en cirugías que requieran extirpación o reparación de tejidos articulares en la rodilla: Cirugía de meniscos, ligamentos, desalineación de rótulas, reducción de algunas fracturas, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 3 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
PAR008-65

Paquete integral para artroscopía de rodilla.

Sábana
para artroscopía de rodilla
200 x 300 X cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
PAH008-64

Paquete integral para artroscopía de hombro.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|--|
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Batas quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica de artroscopía de 150 x 260 cm con fenestrado y bolsa recolectora. |
| 1 | Sábana quirúrgica hendida en "U" de 200 x 300 cm. |
| 1 | Sábana quirúrgica hendida en "U" de 150 x 175 cm. |
| 8 | Campos absorbentes. |
| 1 | Aguja espinal de 18 G x 88 mm. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 20 ml. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 60 ml. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Hoja de bisturí No.11 con mango integrado. |
| 1 | Funda para mesa de mayo. |
| 1 | Estoquinete impermeable. |
| 2 | Tubos de succión de 6 m con conectores. |
| 2 | Apósitos quirúrgicos de gasa y algodón sin adherente. |
| 1 | Contador magnético para agujas. |
| 1 | Tarjeta con 9 etiquetas blancas adhesivas. |
| 1 | Venda autoadherible de 10 cm. |
| 3 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 20 | Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
PAH008-64

Paquete integral para artroscopía de hombro.

INDICACIONES

- Utilizado en cirugías que requieran extirpación o reparación de tejidos articulares en el hombro: Reparación de los rotadores, cirugías de ligamentos, tendones, pinzamientos del hombro, inestabilidad del hombro, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 2 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
PAH008-64

Paquete integral para artroscopía de hombro.

Sábana
para artroscopía de hombro
150 x 260 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PIO008-80

Paquete integral para ortopedia general.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|--|
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Bata quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica hendida en de "U" 150 x 200 cm. |
| 1 | Sábana quirúrgica impermeable hendida en U" de 150 x 190 cm. |
| 1 | Sábana quirúrgica de preparación impermeable hendida en "U" de 115 x 150 cm. |
| 1 | Sábana quirúrgica cefálica de 150 x 200 cm. |
| 1 | Recipiente redondo de 6000 ml. |
| 1 | Recipiente de 946 ml (32 oz). |
| 1 | Aguja hipodérmica de 22 G x 32 mm. |
| 1 | Aguja hipodérmica de 20 G x 32 mm. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 20 ml. |
| 1 | Jeringa asepto de 60 ml. |
| 1 | Funda para mesa de mayo. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Hoja de bisturí No.15. |
| 1 | Hoja de bisturí No.20. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 1 | Estoquinete impermeable. |
| 1 | Contador magnético para agujas. |
| 1 | Riñón 700 ml graduado. |
| 1 | Lápiz para electrocauterio. |
| 1 | Limpiador para punta de lápiz para electrocauterio. |
| 5 | Compresas pre-lavadas con trama radiopaca y referencia. |
| 2 | Manerales para lámpara. |
| 2 | Campos absorbentes. |
| 1 | Tubo de succión de 6 m con conectores. |
| 1 | Venda autoadherible de 10 cm. |
| 1 | Cánula Yankauer. |
| 3 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 10 | Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PIO008-80

Paquete integral para ortopedia general.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en cirugías ortopédicas como: Cirugías de miembros superiores, miembros inferiores, columna, cadera, reducciones de fracturas, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 2 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PIO008-80

Paquete integral para ortopedia general.

Sábana hendida en "U"
150 x 200 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
PCI008-46

Paquete integral para cesárea.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- 2 Batas quirúrgicas extragrandes.
- 1 Bata quirúrgica grande.
- 1 Sábana quirúrgica para cesárea de 200 x 300 cm con fenestrado central y bolsa recolectora.
- 5 Campos absorbentes.
- 1 Recipiente redondo de 5000 ml.
- 1 Recipiente redondo de 6000 ml.
- 1 Recipiente de 946 ml (32 oz).
- 1 Aguja hipodérmica de 18 G x 38 mm.
- 1 Jeringa sin aguja de 10 ml.
- 1 Jeringa asepto de 60 ml.
- 1 Marcador para piel con regla.
- 1 Funda para mesa de mayo.
- 1 Bolsa para residuos.
- 1 Cánula Yankauer.
- 1 Apósito quirúrgico de gasa y algodón sin adherente.
- 1 Riñón 700 ml graduado.
- 2 Hojas de bisturí No.20 con mango integrado.
- 2 Manerales para lámpara.
- 1 Limpiador para punta de lápiz para electrocauterio.
- 1 Contador magnético para agujas.
- 10 Compresas pre-lavadas con trama radiopaca y referencia.
- 1 Tubo de succión de 6 m con conectores.
- 3 Toallas absorbentes para secado de manos.
- 2 Toallas obstétricas.
- 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.
- 10 Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca.
- 1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.

Cuidados inmediatos

- 1 Campo de algodón 80 x 100 cm.
- 1 Pinza de cordón umbilical.
- 1 Perilla de aspiración No.3.
- 1 Gorro para bebé



Integrales

CLAVE MEDPOL
PCI008-46

Paquete integral para cesárea.

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- Utilizado en una cirugía de cesárea y proporciona los cuidados inmediatos al recién nacido.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 2 piezas.

● Contenido.






PCI008-46

CLAVE MEDPOL
PCI008-46

Integrales

Paquete integral para cesárea.

Sábana
para cesárea
200 x 300 cm.





PPI008-45

CLAVE MEDPOL
PPI008-45

Integrales

Paquete integral para parto.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- 1 Bata quirúrgica extragrande.
- 1 Bata quirúrgica grande.
- 1 Sábana impermeable de 120 x 90 cm con refuerzo y bolsa recolectora triangular.
- 1 Sábana plana de 110 x 200 cm.
- 1 Sábana plana de 100 x 150 cm Set up.
- 4 Campos absorbentes.
- 1 Recipiente de 946 ml (32 oz).
- 1 Recipiente de 480 ml (16 oz).
- 1 Recipiente redondo de 5000 ml.
- 1 Aguja hipodérmica de 22 G x 38 mm.
- 1 Jeringa sin aguja de 10 ml.
- 2 Pierneras de 60 x 140 cm.
- 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.
- 2 Toallas obstétricas.
- 2 Toallas absorbentes para secado de manos.
- 2 Compresas con trama radiopaca y referencia para tapón vaginal.
- 30 Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca.
- 1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.

Cuidados inmediatos de recién nacido

- 1 Campo de algodón 80 x 100 cm.
- 1 Pinza de cordón umbilical.
- 1 Perilla de aspiración No. 3.
- 1 Gorro para bebé



Integrales

CLAVE MEDPOL
PPI008-45

Paquete integral para parto.

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- Utilizado durante la atención de parto y proporcionar los cuidados inmediatos.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 3 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
PPI008-45

Paquete integral para parto.

Sábana para parto
110 x 200 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PCC008-77

Paquete integral para cirugía de cabeza y cuello.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|---|
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Bata quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica hendida en "U" de 200 x 300 cm. |
| 1 | Campo quirúrgico capelina de 60 x 100 cm. |
| 1 | Campo quirúrgico barra de 100 x 100 cm. |
| 3 | Campos absorbentes. |
| 1 | Recipiente de 946 ml (32 oz). |
| 1 | Jeringa asepto de 60 ml. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Funda para mesa de mayo. |
| 1 | Hoja de bisturí No.12. |
| 1 | Hoja de bisturí No.20. |
| 1 | Protector cutáneo. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 1 | Contador magnético para agujas. |
| 1 | Riñón 700 ml graduado. |
| 1 | Lápiz para electrocauterio. |
| 1 | Limpiador para punta de lápiz de electrocauterio. |
| 2 | Manerales para lámpara. |
| 1 | Tubo de succión de 6 m con conectores. |
| 1 | Cánula Yankauer. |
| 3 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 10 | Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PCC008-77

Paquete integral para cirugía de cabeza y cuello.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en cirugías como: Cirugía de cabeza, cuello, estéticas, otorrinolaringología, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 2 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PCC008-77

Paquete integral de gineco-litotomía.

Sábana en "U"
200 x 300 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PIU008-81

Paquete integral universal.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|---|
| 3 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Bata quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica cefálica de 150 x 200 cm. |
| 1 | Sábana quirúrgica podálica de 150 x 200 cm. |
| 2 | Sábanas quirúrgica laterales de 100 x 200 cm. |
| 4 | Campos quirúrgicos de 90 x 100 cm. |
| 4 | Campos absorbentes. |
| 1 | Recipiente de 946 ml (32 oz). |
| 2 | Recipiente de 59 ml (2 oz). |
| 1 | Recipiente redondo de 6000 ml. |
| 1 | Aguja hipodérmica de 20 G x 32 mm. |
| 1 | Aguja hipodérmica de 22 G x 32 mm. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 10 ml. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 20 ml. |
| 1 | Jeringa asepto de 60 ml. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Funda para mesa de mayo con refuerzo. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 1 | Cánula Yankauer. |
| 1 | Riñón 700 ml graduado. |
| 1 | Hoja de bisturí No.15. |
| 1 | Hoja de bisturí No.20. |
| 1 | Hoja de bisturí No.23. |
| 1 | Protector cutáneo. |
| 2 | Manerales para lámpara. |
| 1 | Lápiz para electrocauterio. |
| 1 | Limpiador para punta de lápiz para electrocauterio. |
| 1 | Plantilla con 3 bandas adhesivas. |
| 1 | Contador magnético para agujas. |
| 5 | Compresas pre-lavadas con trama radiopaca y referencia. |
| 1 | Tubo de succión de 6 m con conectores. |
| 4 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 10 | Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca. |



Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PIU008-81

Paquete integral universal.

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace sumamente versátil para ser utilizado en cirugías como: Cirugías de tórax, abdomen, bariátricas, laparoscópicas etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 2 piezas.

● Contenido.





Integrales

CLAVE MEDPOL
N-PIU008-81

Paquete integral universal.

Sábana quirúrgica cefálica

150 x 200 cm.

Sábana quirúrgica podálica

150 x 200 cm.

2 Sábanas quirúrgicas laterales

100 x 200 cm.





Integrales

CLAVE MEDPOL
PVH008-67

Paquete para laparoscopia asistida vaginal e histerectomía.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|----|--|
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 1 | Bata quirúrgica grande. |
| 1 | Sábana quirúrgica laparoscópica en "T" de 280 x 170 x 320 cm con fenestrado abdominal y perianal con pierneras integradas. |
| 4 | Campos quirúrgicos de 90 x 100 cm. |
| 4 | Campos absorbentes. |
| 1 | Recipiente de 59 ml (2 oz). |
| 1 | Aguja hipodérmica de 22 G x 38 mm. |
| 1 | Jeringa sin aguja de 10 ml. |
| 1 | Marcador para piel con regla. |
| 1 | Funda para mesa de mayo con refuerzo. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 1 | Sobre con gel lubricante de 5 g. |
| 1 | Riñón 700 ml graduado. |
| 1 | Hoja de bisturí No.15 con mango integrado. |
| 1 | Lápiz para electrocauterio. |
| 1 | Antiepañante para lente con esponja. |
| 1 | Plantilla con 3 bandas adhesivas. |
| 1 | Tarjeta con 9 etiquetas blancas adhesivas. |
| 1 | Contador magnético para agujas. |
| 1 | Tubo de succión de 6 m con conectores. |
| 3 | Toallas absorbentes para secado de manos. |
| 3 | Apósitos quirúrgicos de gasa y algodón. |
| 1 | Toalla obstétrica. |
| 4 | Vendas adhesivas. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |
| 20 | Gasas de 10 x 10 cm con trama radiopaca. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Integrales

CLAVE MEDPOL
PVH008-67

Paquete para laparoscopia asistida vaginal e histerectomía.

INDICACIONES

- Utilizado en histerectomía por vía laparoscópica con asistencia vaginal, histeroscopías, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 2 piezas.

● Contenido.






Integrales

CLAVE MEDPOL
PVH008-67

Paquete para laparoscopia asistida vaginal e histerectomía.

Sábana en "T"
150 x 170 x 320 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PSC008-37

Paquete estéril para cesárea.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.																		
CONTENIDO	<table><tr><td>1</td><td>Batas quirúrgica extragrande.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bata quirúrgica grande envuelta.</td></tr><tr><td>1</td><td>Sábana quirúrgica cesárea en "T" de 270 x 350 x 200 cm. con fenestrado y bolsa recolectora.</td></tr><tr><td>1</td><td>Campos para recepción de bebé de 80 x 100 cm..</td></tr><tr><td>1</td><td>Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bolsa para residuos.</td></tr><tr><td>2</td><td>Toalla para secado de manos.</td></tr><tr><td>1</td><td>Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.</td></tr><tr><td>1</td><td>Etiqueta de apertura con suaje desprendible.</td></tr></table>	1	Batas quirúrgica extragrande.	1	Bata quirúrgica grande envuelta.	1	Sábana quirúrgica cesárea en "T" de 270 x 350 x 200 cm. con fenestrado y bolsa recolectora.	1	Campos para recepción de bebé de 80 x 100 cm..	1	Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.	1	Bolsa para residuos.	2	Toalla para secado de manos.	1	Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.	1	Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
1	Batas quirúrgica extragrande.																		
1	Bata quirúrgica grande envuelta.																		
1	Sábana quirúrgica cesárea en "T" de 270 x 350 x 200 cm. con fenestrado y bolsa recolectora.																		
1	Campos para recepción de bebé de 80 x 100 cm..																		
1	Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.																		
1	Bolsa para residuos.																		
2	Toalla para secado de manos.																		
1	Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.																		
1	Etiqueta de apertura con suaje desprendible.																		
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.																		
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una cirugía de cesárea.																		
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.																		
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 6 piezas.																		



De línea

Paquete estéril para cesárea.

CLAVE MEDPOL
PSC008-37

● Contenido.






De línea

CLAVE MEDPOL
PSC008-37

Paquete estéril para cesárea.

Sábana quirúrgica
"T" de 270 x 350 x 200 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
ART008-06

Paquete estéril para artroscopía.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|---|---|
| 1 | Batas quirúrgica extragrande. |
| 1 | Bata quirúrgica grande envuelta. |
| 1 | Sábana quirúrgica artroscópica de 200 x 300 cm con bolsa recolectora. |
| 1 | Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 150 x 190 cm. |
| 1 | Sábana quirúrgica hendida en "U" de 150 x 200 cm. |
| 1 | Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 1 | Estoquinete impermeable. |
| 2 | Toallas para secado de manos. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en cualquier cirugía artroscópica.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 5 piezas.



De línea

Paquete estéril para artroscopía.

CLAVE MEDPOL
ART008-06

● Contenido.






De línea

CLAVE MEDPOL
ART008-06

Paquete estéril para cesárea.

Sábana quirúrgica
200 x 300 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PQ0008-98

Paquete quirúrgico de ortopedia.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 Sábana quirúrgica hendida en "U" de 200 x 300 cm.1 Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 150 x 190 cm.1 Sábana quirúrgica cefálica de 150 x 190 cm.1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.1 Bolsa para residuos.1 Estoquinete impermeable.2 Batas quirúrgicas extragrandes.1 Bata quirúrgica grande envuelta.1 Envoltura de 57 x 57 cm.3 Toallas para secado de manos.1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.1 Etiqueta de apertura con suaje auto desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Utilizado en procedimientos quirúrgicos de cirugías ortopédicas como: Cirugías de miembros superiores, miembros inferiores, columna, cadera, reducciones de fracturas. etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



De línea

Paquete quirúrgico de ortopedia.

CLAVE MEDPOL
PQ0008-98

Falta paquete de parte de Maru




De línea

CLAVE MEDPOL
PQO008-98

Paquete quirúrgico de ortopedia.

Sábana
Hendida en "U"
200 x 300 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
EXT008-59

Equipo quirúrgico desechable estéril para extremidades adulto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 Sábana quirúrgica de 210x 310 cm fenestrado y refuerzo central.1 Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 150 x 175 cm.1 Estoquinete impermeable.1 Venda auto adherible de 10 cm.4 Campo quirúrgico de 60 x 65 cm.1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.1 Bolsa para residuos de polietileno con doble adhesivo.2 Batas quirúrgica extralarga.1 Bata quirúrgica mediana.3 Toallas para secado de manos.1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 175 x 260 cm con refuerzo laminado.1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">Agiliza el tiempo de atención.Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de cualquier cirugía ortopédica de extremidades sobre todo inferiores como artroscopías de rodillas, cadera, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).Evite el contacto directo con la luz del sol.No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">Caja con 5 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
EXT008-59

Equipo quirúrgico desechable estéril para extremidades adulto.

● Contenido.






De línea

CLAVE MEDPOL
EXT008-59

Equipo quirúrgico desechable estéril para extremidades adulto.

Sábana quirúrgica
200 x 300 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
EXT008-60

Equipo quirúrgico para extremidades pediátrico.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Sábana quirúrgica de 210 x 250 c con fenestrado central. |
| 1 | | Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 120 x 150 cm. |
| 4 | | Campos quirúrgicos de 60 x 65 cm. |
| 1 | | Estoquinete impermeable. |
| 1 | | Venda autoadherible de 10 cm. |
| 1 | | Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado. |
| 1 | | Bolsa para residuos. |
| 2 | | Batas quirúrgicas extralargas. |
| 3 | | Toallas para secado de manos. |
| 1 | | Bata quirúrgica mediana. |
| 1 | | Sábana de riñón laminada de 175 x 260 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | | Etiqueta de apertura con suaje auto desprendible. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de cualquier cirugía ortopédica de extremidades sobre todo inferiores en pacientes pediátricos, como artroscopías de rodilla, cadera, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 5 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
EXT008-60

Equipo quirúrgico para extremidades pediátrico.

● Contenido.






De línea

CLAVE MEDPOL
EXT008-60

Equipo quirúrgico para extremidades pediátrico.

**Sábana
quirúrgica
210 x 250 cm.**





De línea

CLAVE MEDPOL
PECO08-62

Equipo desechable para cadera.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> 2 Sábana quirúrgica hendida en "U" de 250 x 250 cm. con refuerzos. 1 Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 150 x 175 cm. 1 Venda auto adherible de 10 cm. 4 Campo quirúrgico de 60 x 65 cm. 1 Estoquinete impermeable. 1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado. 1 Bolsa para residuos de polietileno con doble adhesivo. 3 Batas quirúrgica extralargas. 4 Toallas para secado de manos. 1 Bata quirúrgica mediana PP con tarjeta de transferencia. 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 175 x 260 cm con refuerzo laminado. 1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza el tiempo de atención. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica. • Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento. • La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de cualquier cirugía de cadera.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C). • Evite el contacto directo con la luz del sol. • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 4 piezas.



De línea

Equipo desechable para cadera.

CLAVE MEDPOL
PECO08-62

● Contenido.






De línea

Equipo desechable
para cadera.

CLAVE MEDPOL
PEC008-62



Sábana hendida en "U"
250 x 250 cm.



De línea

CLAVE MEDPOL
PQA008-92

Paquete quirúrgico para laparoscopia vaginal-abdominal.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.																				
CONTENIDO	<table><tr><td>1</td><td>Sábana laparoscópica abdominal-vaginal en "T" de 280 x 170 x 320 cm. con fenestrado abdominal y perianal.</td></tr><tr><td>1</td><td>Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm.</td></tr><tr><td>2</td><td>Piñeras de 60 x 140 cm.</td></tr><tr><td>1</td><td>Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bolsa para residuos.</td></tr><tr><td>1</td><td>Batas quirúrgica extragrande.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bata quirúrgica grande envuelta.</td></tr><tr><td>2</td><td>Toallas para secado de manos.</td></tr><tr><td>1</td><td>Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm. con refuerzo laminado.</td></tr><tr><td>1</td><td>Etiqueta de apertura con suaje auto desprendible.</td></tr></table>	1	Sábana laparoscópica abdominal-vaginal en "T" de 280 x 170 x 320 cm. con fenestrado abdominal y perianal.	1	Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm.	2	Piñeras de 60 x 140 cm.	1	Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.	1	Bolsa para residuos.	1	Batas quirúrgica extragrande.	1	Bata quirúrgica grande envuelta.	2	Toallas para secado de manos.	1	Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm. con refuerzo laminado.	1	Etiqueta de apertura con suaje auto desprendible.
1	Sábana laparoscópica abdominal-vaginal en "T" de 280 x 170 x 320 cm. con fenestrado abdominal y perianal.																				
1	Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm.																				
2	Piñeras de 60 x 140 cm.																				
1	Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.																				
1	Bolsa para residuos.																				
1	Batas quirúrgica extragrande.																				
1	Bata quirúrgica grande envuelta.																				
2	Toallas para secado de manos.																				
1	Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm. con refuerzo laminado.																				
1	Etiqueta de apertura con suaje auto desprendible.																				
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.																				
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de procedimientos laparoscópicos abdominales y vaginales.																				
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.																				
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.																				



De línea

CLAVE MEDPOL
PQA008-92

Paquete quirúrgico para laparoscopia vaginal-abdominal.

● Contenido.






De línea

Paquete quirúrgico para laparoscopia vaginal-abdominal.

CLAVE MEDPOL
PQA008-92

Sábana en "T"
280 x 170 x 320 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PQB008-91

Paquete quirúrgico básico -menor.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Sábana quirúrgica cefálica de 100 x 200 cm. |
| 1 | | Sábana quirúrgica podálica de 150 x 200 cm. |
| 4 | | Campos quirúrgicos de 90 x 100 cm. |
| 1 | | Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado. |
| 1 | | Bolsa para residuos de polietileno con doble adhesivo. |
| 1 | | Batas quirúrgica extragrande. |
| 1 | | Batas quirúrgica grande envuelta. |
| 2 | | Toallas para secado de manos. |
| 1 | | Cubierta para mesa de riñón satinada de 175 x 260 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en procedimientos invasivos menores, cirugías pediátricas, procedimientos en urgencias, en cirugías ambulatorias, etc.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 7 piezas.



De línea

Paquete quirúrgico básico -menor.

CLAVE MEDPOL
PQB008-91

Falta imagen por parte de Maru





De línea

CLAVE MEDPOL
PQB008-91

Paquete quirúrgico básico-menor.

Sábana quirúrgica
100 x 200 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PQG008-93

Paquete quirúrgico de gineco-litotomía.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.																		
CONTENIDO	<table><tr><td>1</td><td>Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm. con bolsa recolectora.</td></tr><tr><td>2</td><td>Piñeras de 60 x 140 cm.</td></tr><tr><td>1</td><td>Sábana quirúrgica abdominal de 110 x 160 cm.</td></tr><tr><td>1</td><td>Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.</td></tr><tr><td>1</td><td>Bolsa para residuos.</td></tr><tr><td>1</td><td>Batas quirúrgica extragrande.</td></tr><tr><td>1</td><td>Toallas para secado de manos.</td></tr><tr><td>1</td><td>Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm. con refuerzo laminado.</td></tr><tr><td>1</td><td>Etiqueta de apertura con suaje desprendible.</td></tr></table>	1	Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm. con bolsa recolectora.	2	Piñeras de 60 x 140 cm.	1	Sábana quirúrgica abdominal de 110 x 160 cm.	1	Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.	1	Bolsa para residuos.	1	Batas quirúrgica extragrande.	1	Toallas para secado de manos.	1	Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm. con refuerzo laminado.	1	Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
1	Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm. con bolsa recolectora.																		
2	Piñeras de 60 x 140 cm.																		
1	Sábana quirúrgica abdominal de 110 x 160 cm.																		
1	Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.																		
1	Bolsa para residuos.																		
1	Batas quirúrgica extragrande.																		
1	Toallas para secado de manos.																		
1	Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm. con refuerzo laminado.																		
1	Etiqueta de apertura con suaje desprendible.																		
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.																		
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Utilizado en cirugías de especialidad de ginecología, tanto diagnósticas como de tratamiento, como: Colposcopías, plastias vaginales, cerclajes, excreción de masas tumorales, histerectomías vaginales, etc.																		
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.																		
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.																		



De línea

CLAVE MEDPOL
PQG008-93

Paquete quirúrgico de gineco-litotomía.

● Contenido.






De línea

Paquete quirúrgico de gineco-litotomía.

CLAVE MEDPOL
PQG008-93

Sábana quirúrgica
110 x 160 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PQH008-103

Paquete quirúrgico para hemodinamia.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ol style="list-style-type: none">1 Sábana para hemodinamia de 200 x 300 cm. con fenestrados femorales bilaterales.2 Batas quirúrgicas extragrandes.2 Toallas para secado de manos.1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Utilizados en procedimiento cardio o endovascular con fines de diagnóstico o de tratamiento, como: Cataterismos cardiacos, angioplastias coronarias, embolización percutánea, colocación de filtros en la vena cava, colocación de marcapasos, angiografías carotideas, cerebrales, renales, vasculares periféricas, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
PQH008-103

Paquete quirúrgico para hemodinamia.


PIH008-66 en integrales



De línea

CLAVE MEDPOL
PQH008-103

Paquete quirúrgico para hemodinamia.



Sábana quirúrgica
200 x 300 cm.



De línea

CLAVE MEDPOL
UNI008-01

Equipo quirúrgico desechable estéril universal.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|---|---|
| 1 | Sábana quirúrgica cefálica de 190 x 200 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Sábana quirúrgica podálica de 150 x 260 cm con refuerzo laminado. |
| 2 | Sábanas quirúrgica podálicas de 150 x 260 cm con refuerzo laminado. |
| 4 | Campos quirúrgicos de 60 x 65 cm. |
| 1 | Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 2 | Batas quirúrgicas extragrandes. |
| 3 | Toallas para secado de manos. |
| 1 | Bata quirúrgica mediana. |
| 1 | Sábana para mesa de riñón laminada de 175 x 260 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías de cualquier especialidad.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 5 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
UNI008-01

Paquete quirúrgico para hemodinamia.






De línea

CLAVE MEDPOL
UNI008-01

Equipo quirúrgico desechable estéril universal.





De línea

CLAVE MEDPOL
PEU008-01

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 Sábana quirúrgica cefálica de 260 x 150 cm.1 Sábana quirúrgica podálica de 190 x 200 cm.2 Sábanas quirúrgicas laterales de 100 x 200 cm.4 Campos quirúrgicos de 50 x 70 cm.1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.1 Bolsa para residuos.1 Bata quirúrgica extragrande.1 Bata quirúrgica grande envuelta.2 Toallas para secado de manos.1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Utilizado en gran variedad de cirugías de cualquier especialidad.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 6 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
PEU008-01

Paquete estéril universal I.






De línea

CLAVE MEDPOL
PEU008-01

Paquete estéril universal I.

Sábana quirúrgica de 260 x 150 cm.
Sábana quirúrgica de 190 x 200 cm.
Sábanas quirúrgicas laterales de 100 x 200 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
UEQ008-56

Paquete estéril universal I.V..

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- | | |
|---|---|
| 1 | Sábana quirúrgica cefálica de 150 x 260 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Sábana quirúrgica podálica de 190 x 200 cm con refuerzo laminado. |
| 2 | Sábanas quirúrgicas laterales de 100 x 195 cm con refuerzo laminado. |
| 4 | Campos quirúrgicos de 60 x 65 cm. |
| 1 | Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado. |
| 1 | Bolsa para residuos. |
| 4 | Bata quirúrgica extragrande. |
| 5 | Toallas para secado de manos. |
| 1 | Bata quirúrgica mediana. |
| 1 | Recipiente rectangular de 23 x 24 x 11 cm (5L) |
| 1 | Recipiente de plástico de 32 oz. |
| 1 | Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado. |
| 1 | Etiqueta de apertura con suaje desprendible. |

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías de cualquier especialidad, sobre todo cuando requieren de una mayor protección como en una cirugía de debridación quirúrgica en pacientes quemados.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 3 piezas.



De línea

Paquete Esteril Universal IV

CLAVE MEDPOL
UEQ008-56





De línea

CLAVE MEDPOL
UEQ008-56

Paquete Esteril Universal IV

Sábana quirúrgica de 150 x 260 cm.
Sábana quirúrgica de 190 x 200 cm.
Sábanas quirúrgicas laterales de 100 x 195 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PCC008-61

Paquete quirúrgico desechable para cabeza y cuello.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 Sábana quirúrgica hendida en "U" de 195 x 279 cm con refuerzo laminado.1 Campo barra de 90 x 120 cm.1 Capelina de 95 x 125 cm.1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.1 Bolsa para residuos.3 Batas quirúrgicas extragrandes.4 Toallas para secado de manos.1 Bata quirúrgica mediana.1 Sábana para mesa de riñón laminada de 175 x 260 cm con refuerzo laminado.1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en cirugías como: Cirugía de cabeza, cuello, estéticas de cara, otorrinolaringología. etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 6 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
PCC008-61

Paquete quirúrgico desechable para cabeza y cuello.






De línea

CLAVE MEDPOL
PCC008-61

Paquete quirúrgico desechable para cabeza y cuello.



Sábana quirúrgica hendida en "U" 195 x 279 cm.



De línea

CLAVE MEDPOL
PQE008-97

Paquete quirúrgico de cabeza y cuello.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 Sábana quirúrgica hendida en "U" de 200 x 300 cm con fenestrado.1 Campos quirúrgicos barra de 100 x 100 cm.1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.1 Bolsa para suturas.1 Bata quirúrgica extragrande.1 Bata quirúrgica grande envuelta.2 Toallas para secado de manos.1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías como: Cirugía de cabeza, cuello, estéticas, otorrinolaringología, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



De línea

Paquete quirúrgico de cabeza y cuello.

CLAVE MEDPOL
PQE008-97


Falta imagede
parte de Maru



De línea

CLAVE MEDPOL
PQE008-97

Paquete quirúrgico de cabeza y cuello.



Sábana quirúrgica hendida
en "U" 200 x 300 cm.



De línea

CLAVE MEDPOL
PQL008-90

Paquete quirúrgico de laparoscopia-laparotomía.

DESCRIPCIÓN

- Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.

CONTENIDO

- 1 Sábana quirúrgica de laparotomía en "T" de 255 x 320 x 180 cm con bolsas laterales.
- 4 Campos quirúrgicos 90 x 100 cm.
- 1 Funda para mesa de mayo con refuerzo laminado.
- 1 Bolsa para residuos.
- 2 Bata quirúrgicas extragrandes.
- 1 Bata quirúrgica grande envuelta.
- 3 Toallas para secado de manos.
- 1 Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm con refuerzo laminado.
- 1 Etiqueta de apertura con suaje desprendible.

BENEFICIOS

- Agiliza el tiempo de atención.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.
- Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- Utilizados en cirugías, laparoscópicas, diagnósticas o de exploración, ginecobstetricias, abdominales y bariátricas.

PRECAUCIONES

- Almacene en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 288 K (15°C) a 303 K (30°C).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 7 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
PQL008-90

Paquete quirúrgico de laparoscopia-laparotomía.






De línea

CLAVE MEDPOL
PQL008-90

Paquete quirúrgico de laparoscopia-laparotomía.

Sábana quirúrgica en "T"
200 x 300 x 180 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PSB008-36

Paquete estéril para parto I.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos. Contiene los insumos ideales y necesarios para la atención de un parto y la recepción del Recién Nacido, cumpliendo con las más altas expectativas de satisfacción de nuestros clientes.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> 1 • Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm con bolsa recolectora. 2 • Piñeras de 60 x 140 cm. 1 • Sábana quirúrgica abdominal de 150 x 100 cm. 1 • Campo quirúrgico de 50 x 70 cm. 1 • Bata quirúrgica extragrande. 1 • Toalla para secado de manos. 1 • Campo para recepción de bebé de 90 x 95 cm. 1 • Cubierta para mesa de riñón satinada de 150 x 240 cm refuerzo. 1 • Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención de enfermería para el paciente. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con la integración de todos los componentes se reduce el tiempo en el surtimiento de la sala quirúrgica, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano. • Evita extravío de materiales e insumos. • Se evita desperdicio. • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento. • Proporciona seguridad y confianza • La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de un parto y la recepción del Recién Nacido
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°) • Evite el contacto directo con la luz del sol • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 8 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
PSB008-36

Paquete estéril para parto I.

Falta imagen que
mande Maru



Básicos

CLAVE MEDPOL
PCU035-13

Paquete para cirugía universal estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica de 190 x 275 cm con fenestrado central y refuerzo absorbente.1 • Sábana quirúrgica podálica de 190 x 190 cm con refuerzo.2 • Sábana quirúrgicas laterales de 110 x 190 cm con refuerzos.4 • Campos quirúrgicos absorbentes de 90 x 90 cm con adhesivo.1 • Cubierta para mesa de mayo de polietileno de 50 x 140 cm con refuerzo.1 • Bolsa para desechos con sujetadores adhesivos.3 • Batas quirúrgicas grandes.3 • Toalla para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 225 cm con refuerzo absorbente.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías de alta especialidad.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 6 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
PCU035-13

Paquete para cirugía universal estéril.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PCU035-13

Paquete para cirugía universal estéril.

Sábana quirúrgica
190 x 275 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PCG035-54

Paquete desechable para cirugía general.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica cafálica de 145 x 200 cm.1 • Sábana quirúrgica podálica de 170 x 200 cm1 • Sábana quirúrgicas de 180 x 240 cm con fenestrado central.4 • Campos quirúrgicos de 110 x 110 cm.1 • Bolsa para residuos.1 • Funda para mesa de mayo de 60 x 140 cm con refuerzo laminado.2 • Batas quirúrgicas grandes.3 • Toallas para secado de manos.1 • Bata quirúrgica mediana.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 240 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje despredible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace sumamente versátil en cuanto al tipo de cirugías y especialidades como: Cirugías de toráx, abdomen, laparoscópicas, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



Básicos

Paquete desechable
para cirugía general.

CLAVE MEDPOL
PCG035-54

Falta imagen



Básicos

CLAVE MEDPOL
PCG035-54

Paquete desechable para cirugía general.

Sábana quirúrgica
180 x 240 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PAE035-20

Paquete para artroscopía estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica de artroscopía 225 x 310 cm con fenestrado central circular y bolsa recolectora.1 • Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 110 x 190 cm1 • Sábana quirúrgica hendida en "U" impermeable de 150 x 175 cm con refuerzo.1 • Estoquinate impermeable y elástico1 • Cubierta para mesa de mayo de 50 x 140 cm con refuerzo.1 • Bolsa para residuos con sujetadores adhesivos.3 • Batas quirúrgicas grandes.3 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminado de 150 x 225 cm con refuerzo absorbente.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de cualquier cirugía artroscópica.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



Básicos

Paquete para artroscopía estéril.

CLAVE MEDPOL
PAE035-20






Básicos

CLAVE MEDPOL
PAE035-20

Paquete para artroscopía estéril.

Sábana quirúrgica
225 x 310 cm.





De línea

CLAVE MEDPOL
PCO035-55

Paquete para cirugía ortopédica.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica cafálica de 150 x 190 cm.1 • Sábana quirúrgica podálica de 170 x 190 cm2 • Sábana quirúrgicas laterales de 130 x 180 cm.1 • Sábana quirúrgica 180 x 240 cm con fenestrado central.4 • Campos quirúrgicos de 90 x 90 cm.1 • Funda para mesa de mayo de 60 x 140 cm con refuerzo laminado.1 • Bolsa para residuos.3 • Batas quirúrgicas grandes.4 • Toallas para secado de manos.1 • Bata quirúrgica mediana.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 240 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje despredible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías de la especialidad de ortopedia como: Cirugías de miembros superiores, miembros inferiores, columna, cadera, reducciones de fracturas, artroscopías, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 6 piezas.



De línea

CLAVE MEDPOL
PCO035-55





De línea

CLAVE MEDPOL
PCO035-55

Paquete para cirugía ortopédica.

Sábana quirúrgica 150 x 190 cm.
Sábana quirúrgica 170 x 190 cm.
Sábanas quirúrgicas laterales de 130 x 180 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PCC035-21

Paquete para cirugía de cabeza y cuello estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica hendida en "U" de 190 x 270 cm con refuerzo absorbente.1 • Capelina en forma de triángulo de 90 x 90 x 90 cm con adhesivo.1 • Cubierta para mesa de mayo de 50 x 140 cm con refuerzo.1 • Bolsa para residuos con sujetadores adhesivos.3 • Batas quirúrgicas grandes.3 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminado de 150 x 225 cm con refuerzo absorbente.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en cirugías como: Cirugía de cabeza, cuello, estéticas, otorrinolaringología, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 10 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
PCC035-21

Paquete para cirugía de cabeza y cuello estéril.






Básicos


CLAVE MEDPOL
PCC035-21

Paquete para cirugía de cabeza y cuello estéril.



Sábana quirúrgica hendida en "U" 190 x 270 cm.

Capelina en triángulo de 90 x 90 x 90cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
COB035-63

Paquete básico estéril para cirugía oftalmológica.


DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ol style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica de 160 x 150 cm con fenestrado hexagonal central y bolsas recolectoras.2 • Campos quirúrgicos de 90 x 90 cm.1 • Recipiente de plástico de 8 oz.5 • Torunda de gasa y algodón extragrande.5 • Gasa de 10 x 10 cm.2 • Batas quirúrgicas grandes.1 • Funda para mesa de mayo de 60 x 140 cm con refuerzo laminado.2 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 240 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje despredible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías de oftalmología ya que la estructura de su sábana de especialidad cuenta con las características ideales para proporcionar la barrera adecuada para la realización de estos procesos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 12 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
COB035-63

Paquete básico estéril para cirugía oftalmológica.






Básicos

CLAVE MEDPOL
COB035-63

Paquete básico estéril
para cirugía oftalmológica.

Sábana quirúrgica
160 x 115 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
COB035-62

Complemento paquete oftálmico.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Plato ovalado.1 • Paquete de gases estériles de 10 x 10 cm. (paquete con 5 piezas empaque individual).2 • Paquetes de gasa estéril de 7.5 x 5 cm. (paquete con 5 piezas empaque individual).2 • Sobre con 3 hisopos de una punta de algodón de 15 cm (empaque individual).2 • Jeringas de 1 ml con aguja de 25 G x 16 mm (empaque individual).1 • Jeringas de 10 ml con aguja (empaque individual).1 • Jeringas de 5 ml con aguja (empaque individual).1 • Jeringas de 3 ml con aguja (empaque individual). <p>Nota: Paquete no estéril todos los insumos van en su empaque original, están contenidos en una bolsa laminada.</p>
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Insumos que complementan los procedimientos de oftalmología.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 23 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
COB035-62

Complemento paquete oftálmico.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PCMO35-57

Paquete de cirugía menor.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">2 • Sábanas quirúrgicas cefálicas de 155 x 200 cm.2 • Campos quirúrgicos de 110 x 110 cm.1 • Funda para mesa de mayo de 60 x 140 cm con refuerzo laminado.1 • Bolsa para desechos con sujetadores adheribles.2 • Batas quirúrgicas grandes.2 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 240 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace sumamente versátil en cuanto al tipo de cirugías y las especialidades en las que se podría utilizar, como: Procedimientos invasivos menores, cirugías pediátricas, procedimientos en urgencia, en cirugías ambulatorias, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 10 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
PCM035-57

Paquete de cirugía menor.

Sábana quirúrgica
155 x 200 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PCMO35-14

Paquete para cirugía menor estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica superior de 150 x 110 cm con refuerzo.1 • Sábana quirúrgica superior de 150 x 190 cm con refuerzo.4 • Campos quirúrgicos absorbentes de 90 x 90 cm con adhesivo.1 • Cubierta para mesa de mayo de 50 x 140 cm con refuerzo.1 • Bolsa para desechos con sujetadores adheribles.2 • Batas quirúrgicas grandes.2 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 225 cm con refuerzo absorbente.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos menores de cualquier especialidad.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°)• Evite el contacto directo con la luz del sol• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 10 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
PCM035-14

Paquete para cirugía menor estéril.







Básicos

CLAVE MEDPOL
PCM035-14

Paquete para cirugía menor estéril.



Sábana quirúrgica
150 x 110 cm.
Sábana quirúrgica
150 x 190 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PBI035-60

Paquete básico.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0575

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none"> 3 • Batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. 1 • Bata quirúrgica para Instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. 4 • Campos sencillos de 90±10 cm x 90±10 cm 1 • Sábana superior de 150±10 cm x 190±10 cm 1 • Sábana hendida de 170±10 cm x 190±10 cm 1 • Cubierta para mesa de riñón de 240±10 cm x 150±10 cm 1 • Funda para mesa de mayo con refuerzo de 50±10 cm x 140±10 cm 4 • Toallas absorbentes 40±5 cm x 40±5 cm
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiza el tiempo de atención de enfermería para el paciente. • Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones. • Con la integración de los componentes se reduce el tiempo en el surtimiento de la sala quirúrgica, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano. • Evita extravío de materiales e insumos. • Se evita desperdicio • Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento. • Proporciona seguridad y confianza. • La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una cirugía de Cesárea y otros gran variedad de procedimientos de cirugía general.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°). • Evite el contacto directo con la luz del sol. • No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none"> • Caja con 8 piezas.



Básicos

Paquete básico.

CLAVE MEDPOL
PBIO35-60

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0575





Básicos

Paquete básico.

CLAVE MEDPOL
PBI035-60

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0575





Básicos

CLAVE MEDPOL
PCL035-19

Paquete para cirugía laparoscópica estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">2 • Sábana quirúrgica superiores de 70 x 125 cm con refuerzos.4 • Campos quirúrgicos absorbentes de 90 x 90 cm con adhesivo.1 • Cubierta para mesa de mayo de 50 x 140 cm con refuerzo.1 • Bolsa para desechos con sujetadores adheribles.3 • Batas quirúrgicas grandes.3 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 225 cm con refuerzo absorbente.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos menores de cualquier especialidad.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 10 piezas.



Básicos

Paquete para cirugía
laparoscópica estéril.

CLAVE MEDPOL
PCLO35-19






Básicos

CLAVE MEDPOL
PCL035-19

Paquete para cirugía laparoscópica estéril.

Sábanas quirúrgicas 70 x 125 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PPV035-22

Paquete para parto vía vaginal estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ol style="list-style-type: none">1 • Campo quirúrgico inferior impermeable de 100 x 110 cm con bolsa recolector.2 • Pierneras de 120 x 140 cm.1 • Sábana abdominal de 155 x 130 cm con adhesivo.1 • Campo de preparación plástico satinado de 190 x 110 cm.1 • Sábana para recibir producto de material absorbente de 90 x 90 cm.1 • Bata quirúrgica grande.1 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de riñón laminada de 150 x 225 cm con refuerzo absorbente.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención del parto.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 6 piezas.



Básicos

Paquete para parto vía vaginal estéril.

CLAVE MEDPOL
PPV035-22






Básicos

CLAVE MEDPOL
PPV035-22

Paquete para parto vía vaginal estéril.

Sábana quirúrgica de 155 x 130 cm.





Básicos

CLAVE MEDPOL
PAI035-59

Paquete para parto.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0609

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">2 • Batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.4 • Campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm2 • Pierneras de 110 ± 10 cm x 110 ± 10 cm1 • Cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10 cm x 150 ± 10 cm2 • Toallas absorbentes 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Optimiza el tiempo de atención de enfermería para el paciente.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Con la integración de los componentes se reduce el tiempo en el surtimiento de la sala quirúrgica, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano.• Evita extravío de materiales e insumos.• Se evita desperdicio• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Proporciona seguridad y confianza.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una cirugía de Cesárea y otros gran variedad de procedimientos de cirugía general.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 12 piezas.



Básicos

Paquete para parto.

CLAVE MEDPOL
PAI035-59

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0609





Básicos

CLAVE MEDPOL
PPP035-53

Paquete para parto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica abdominal de 155 x 130 cm.1 • Sábana quirúrgica de cadera impermeable de 100 x 110 cm con bolsa recolectora.2 • Pierneras de 120 x 140 cm.4 • Campos quirúrgicos de 110 x 110 cm.1 • Funda para mesa de mayo plástica de 60 x 140 cm con refuerzo laminado.1 • Sábana big dot para bebé de 100 x 95 cm.2 • Batas quirúrgicas grandes.2 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de mayo de 50 x 140 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado durante la atención de un parto y recepción del recién nacido.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
PPP035-53

Paquete para parto.

Se arma



Básicos

CLAVE MEDPOL
PBC035-58

Bulto para cesárea.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso, 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana quirúrgica en "T" de 270 x 350 x 200 cm con fenestrado central y bolsa recolectora.1 • Funda para mesa de mayo plástica de 60 x 140 cm con refuerzo laminado.1 • Bolsa de residuos.4 • Compresa para vientre de algodón 45 x 70 cm con raytex.1 • Cánula de Yankauer con oliva.1 • Toalla obstétrica1 • Pinza para cordón umbilical.1 • Pera de hule azul No. 3 (Perilla de aspiración).1 • Tubo de succión de 3 m.3 • Batas quirúrgicas grandes.3 • Toallas para secado de manos.1 • Cubierta para mesa de mayo de 50 x 140 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Agiliza el tiempo de atención.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Disminuye el tiempo de surtimiento de la sala quirúrgica.• Evita extravío y desperdicio de materiales e insumos.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• La integración secuencial del paquete facilita su uso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una cirugía de Cesárea y la recepción del recién nacido.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 piezas.



Básicos

CLAVE MEDPOL
PBC035-58

Bulto para cesárea.





Básicos

CLAVE MEDPOL
GUI035-62

Paquete para cirugía general universal.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0591

DESCRIPCIÓN

• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos. Contiene los insumos ideales y necesarios para la realización de una gran variedad de procedimientos quirúrgicos de diferentes especialidades, cumpliendo con las más altas expectativas de satisfacción de nuestros clientes, los beneficios que se obtienen con el uso de este tipo de equipos integrales son:

Optimizar el tiempo de atención de enfermería para el paciente, se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano, se evita extravío de materiales e insumos, se evita desperdicio, se disminuye espacio en las áreas de almacenamiento, etc.

CLAVE CUADRO BÁSICO: 060.231.0591

PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL UNIVERSAL. .

Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.

CONTENIDO

- 3 • Batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.
- 1 • Bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano.
- 4 • Campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm.
- 1 • Sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm.
- 1 • Sábana inferior de 170 ±10 cm x 190 ±10 cm.
- 1 • Sábana lateral de 130 ±10 cm x 180 ±10 cm.
- 1 • Sábana hendida de 180 ±10 cm x 240 ±10 cm.
- 1 • Cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm.
- 1 • Funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm.
- 4 • Toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm.
- 1 • Bulto o paquete.

BENEFICIOS

- Optimiza el tiempo de atención de enfermería para el paciente.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Con la integración de los componentes se reduce el tiempo en el surtimiento de la sala quirúrgica, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano.
- Evita extravío de materiales e insumos.
- Se evita desperdicio
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- Proporciona seguridad y confianza
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.



Básicos

CLAVE MEDPOL
GUI035-62

Paquete para cirugía general universal.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0591

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una gran variedad de cirugías de cualquier especialidad.

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE



Básicos

Paquete para cirugía general universal.

CLAVE MEDPOL
GUI035-62

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0591





Básicos

CLAVE MEDPOL
CGI035-61 A

Paquete para cesárea y cirugía universal.

DESCRIPCIÓN

• Paquete integrado con ropa quirúrgica desechable de un solo uso 100% tela no tejida de polipropileno que proporciona la barrera bidireccional más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos. Contiene los insumos ideales y necesarios para la atención de una cirugía de cesárea y procedimientos de cirugía general, cumpliendo con las más altas expectativas de satisfacción de nuestros clientes, los beneficios que se obtienen con el uso de este tipo de equipos integrales son:

Optimizar el tiempo de atención de enfermería para el paciente, se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano, se evita extravío de materiales e insumos, se evita desperdicio, se disminuye espacio en las áreas de almacenamiento, etc.

CONTENIDO

- | | |
|---|---|
| 3 | • Batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. |
| 1 | • Bata quirúrgica para Instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. |
| 6 | • Campos sencillos de 90±10 cm x 90±10 cm. |
| 1 | • Sábana superior de 150±10 cm x 190±10 cm. |
| 1 | • Sábana hendida de 180±10 cm x 240±10 cm. |
| 1 | • Cubierta para mesa de riñón de 240±10 cm x 150±10 cm. |
| 1 | • Funda para mesa de mayo con refuerzo de 50±10 cm x 140±10 cm. |
| 4 | • Toallas absorbentes 40±5 cm x 40±5 cm. |

BENEFICIOS

- Optimiza el tiempo de atención de enfermería para el paciente.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Con la integración de los componentes se reduce el tiempo en el surtimiento de la sala quirúrgica, agilizando los tiempos quirúrgicos y aumentando la productividad en el quirófano.
- Evita extravío de materiales e insumos.
- Se evita desperdicio
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
- Proporciona seguridad y confianza.
- La integración secuencial del paquete facilita su uso.

INDICACIONES

- La integración de este paquete lo hace adecuado para ser utilizado en una cirugía de Cesárea y otros gran variedad de procedimientos de cirugía general.

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE



Básicos

CLAVE MEDPOL
CGI035-61 A

Paquete para cesárea
y cirugía universal.



Catálogo

de dispositivos
e insumos médicos.

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

www.medicapolaris.com

Gavilán No. 153
Col. Guadalupe del Moral, Del. Iztapalapa
C.P. 09300, CDMX, México
Tel. 55 5697 1379

medpol™

Innplast®