



medpol™

Catálogo

de dispositivos
e insumos médicos.





Somos una empresa orgullosamente mexicana, dedicada a la fabricación, acondicionamiento y distribución de dispositivos médicos para hospitales.

Nos orgullese proveer a los hospitales públicos y privados más importantes del país, pero sobre todo ser parte de los profesionales que participan en la mejora de la atención de la salud.

Diariamente con el apoyo de profesionales y expertos, desarrollamos las herramientas necesarias que ayudan a las instituciones médicas en su labor habitual por ofrecer una mejor atención a sus pacientes.

En Medpol trabajamos para ofrecer la mejor solución.



Ropa desechable

Batas

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PBU035-56	Bata para protección aislamiento unitalla	b/10	VER
BUR009-15	Bata para urgencia	Pieza	VER
BIP009-32	Bata impermeable plástica	Pieza	VER
BGC035-01	Bata quirúrgica estéril	Pieza	VER
BQU035-61	Bata quirúrgica unitalla para cirujano	Pieza	VER
BGC009-07	Bata quirúrgica estéril para cirujano	Pieza	VER
BRM001-39	Bata mediana con marsupial	Pieza	VER
BRG001-38	Bata grande con marsupial	Pieza	VER
BRE001-37	Bata extragrande con marsupial	Pieza	VER
BMI035-58	Bata quirúrgica reforzada mediana	Pieza	VER
BGI035-59	Bata quirúrgica reforzada grande	Pieza	VER
GEI035-60	Bata quirúrgica reforzada extra grande	Pieza	VER
BUA014-02	Bata para urgencia azul	Pieza	VER
CPA035-71	Camisón para paciente no estéril	Pieza	VER

Campos y sábanas

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
KDC035-03	Juego de sábanas para cama	Pieza	VER
SDE035-62	Sábana desechable	Pieza	VER
SCR008-26	Sábana estéril para craneotomía	Pieza	VER
BCM008-21b	Bulto de campos utilitarios	Pieza/4	VER
CUS035-26C	Campo sencillo	Pieza	VER
CSE035-63	Campo sencillo I	Pieza	VER
CUT001-02	Campo utilitario estéril	b/2	VER
CHO035-27	Campo hendido para oftalmología y procedimientos menores	Pieza	VER
CHO035-01	Campo hendido para oftalmología y procedimientos menores I	Pieza	VER
CQH035-51	Campo quirúrgico hendido estéril	Pieza	VER
HOT035-28	Campo hendido para otorrinolaringología, anestesiología y otros	Pieza	VER

Batas

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PCU009-55	Uniforme para cirujano unitalla	Pieza	VER
UCM001-63	Uniforme plus mediano	Pieza	VER
UCG001-43	Uniforme plus grande	Pieza	VER
UQG009-03	Uniforme quirúrgico grande	Pieza	VER
VEQ035-70	Vestuario para el equipo quirúrgico no estéril	Pieza	VER



Da click
en producto
de interes.

Varios

CÓDIGO MEDPOL	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE PRIMARIO	FICHA TÉCNICA
PCZ009-59	Cubrezapato de tres capas impermeable	b/50 pares	VER
CMA009-59	Cubrezapato desechable	b/25 pares	VER
MEA001-31	Mortaja especial adulto	Pieza	VER
MEI001-32	Mortaja especial infantil	Pieza	VER
BAB009-17	Babero de tela no tejida	b/50	VER
GEM009-22	Gorro para pacientes	b/100	VER
GCI035-31	Gorro para cirujano	b/100	VER
BSA035-21	Bota para cirujano sin antiderrapante	b/25 pares	VER
BCA035-20	Bota para cirujano con antiderrapante	b/25 pares	VER



Ropa desechable



Batas

CLAVE MEDPOL
PBU035-56

Bata para protección o aislamiento unitalla.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con etiqueta de transferencia.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata para aislamiento con tarjeta de transferencia presentación en bolsa con 10 piezas no estéril.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Se ajusta fácilmente al usuario.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico en el que se requiera proporcionar una barrera bidireccional evitando el paso de microorganismos patógenos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 7 bolsas, cada bolsa con 10 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
PBU035-56

Bata para protección
o aislamiento unitalla.





Batas

CLAVE MEDPOL
BUR009-15

Bata para urgencia.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática con cintas para su ajuste al cuello y cintura, manga larga con resorte en el puño.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata para urgencias con resorte en el puño y cintas de amarre al centro y en el cuello.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Es flexible por lo que se amolda fácilmente a los contornos corporales.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BUR009-15

Bata para urgencia.





Batas

CLAVE MEDPOL
BIP009-32

Bata impermeable plástica

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada en plástico satinado, posee una excelente uniformidad, suavidad y confirmación. Este material es preferido por su balance entre barrera a líquidos y confort, siendo repelente a los fluidos contribuye a disminuir el riesgo de contaminación microbiana, proporciona seguridad por ser material de un solo uso desechable.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata impermeable de plástico satinado con manga larga y puños de 3 cárdiga, con cintas de amarre.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalergénica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 100 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BIPO09-32

Bata impermeable plástica.





Batas

CLAVE MEDPOL
BGC035-01

Bata quirúrgica estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática con velcro para su ajuste al cuello y cintura, con etiqueta de transferencia para colocación con técnica estéril manga larga con resorte en el puño. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata quirúrgica de largo 115+/-5 cm ancho 150+/-5 cm con adhesivo de velcro y/o broche de presión para ajuste de cuello, puños de algodón, con tarjeta de transferencia, con toalla de secado de papel absorbente con un tamaño de 40 a 45 cm x 50 a 55 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalergénica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BGC035-01

Bata quirúrgica estéril.





Batas

CLAVE MEDPOL
BQU035-61

Bata quirúrgica unitalla para cirujano.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con refuerzo en mangas y pecho que proporciona una mayor protección, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata quirúrgica unitalla para cirujano impermeable a la penetración de líquidos y fluidos.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BQU035-61

Bata quirúrgica unitalla
para cirujano.





Batas

CLAVE MEDPOL
BGC009-07

Bata grande estéril para cirujano.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con refuerzo en mangas y pecho que proporciona una mayor protección, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Bata quirúrgica grande.1 • Toalla absorbente para secado de manos.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 45 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BGC009-07

Bata grande estéril
para cirujano.





Batas

CLAVE MEDPOL
BRM001-39

Bata mediana con marsupial.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con marsupial que actúa como una doble barrera de seguridad en la zona frontal, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Bata quirúrgica mediana con marsupial.1 • Toalla absorbente para secado de manos.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 45 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BRM001-39

Bata mediana
con marsupial.





Batas

CLAVE MEDPOL
BRG001-38

Bata grande con marsupial.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con marsupial que actúa como una doble barrera de seguridad en la zona frontal, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Bata quirúrgica grande con marsupial.1 • Toalla absorbente para secado de manos.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 45 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BRG001-38

Bata grande con marsupial.





Batas

CLAVE MEDPOL
BRE001-37

Bata extragrande con marsupial.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con marsupial que actúa como una doble barrera de seguridad en la zona frontal, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Bata quirúrgica extragrande con marsupial.1 • Toalla absorbente para secado de manos.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BRE001-37

Bata extragrande con marsupial.





Batas

CLAVE MEDPOL
BMI035-58

Bata quirúrgica reforzada mediana.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0666

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con refuerzo en mangas y pecho que proporciona una mayor protección, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata quirúrgica mediana con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 60 piezas.



Batas

Bata quirúrgica
reforzada mediana.

CLAVE MEDPOL
BMI035-58

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0666





Batas

CLAVE MEDPOL
BG1035-59

Bata quirúrgica reforzada grande.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0641

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con refuerzo en mangas y pecho que proporciona una mayor protección, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata quirúrgica grande con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 60 piezas.



Batas

Bata quirúrgica reforzada grande.

CLAVE MEDPOL
BGI035-59

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0641





Batas

CLAVE MEDPOL
GEI035-60

Bata quirúrgica reforzada extragrande.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0658

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a líquidos y fluidos, antirreflejante, antiestática, no transparente, puños ajustables, con velcro para ajuste en el cuello, con refuerzo en mangas y pecho que proporciona una mayor protección, con etiqueta de transferencia. Con doble envoltura que facilita la entrega al campo quirúrgico, doblada cumpliendo con el requerimiento de apertura quirúrgica.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata quirúrgica extragrande con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 60 piezas.



Batas

Bata quirúrgica reforzada extragrande.

CLAVE MEDPOL
GEI035-60

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0658





Batas

CLAVE MEDPOL
BUA014-02

Bata para urgencia azul.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, excelente uniformidad, suavidad y conformación, tiene como propiedades ser suave pero muy resistente, repelente a los fluidos contribuye a disminuir el riesgo de contaminación microbiana, proporciona seguridad por el uso individual de este producto y por ser material de un solo uso.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Bata para urgencias con resorte en el puño y cintas de amarre al centro y en el cuello.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalergénica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento clínico o quirúrgico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 60 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
BUA014-02

Bata para urgencia azul.





Batas

CLAVE MEDPOL
CPA035-71

Camisón para paciente no estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, excelente uniformidad, suavidad y conformación, tiene como propiedades ser suave pero muy resistente, repelente a los fluidos, antirreflejante, no transparente, antiestática, resistente a la tensión en uso normal, desechable, mínima generación de pelusa, libre de látex, no flamable, en empaque individual.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Camisón con medidas de 150 +/- cm de ancho x 120 +/- cm de largo, confeccionado de manera que permita libertad de movimiento y comodidad, cuello "V" con medidas de 20 x 25 cm x 20 a 25 cm x 20 a 25 cm manga corta, abierto complemente por la parte posterior con 10 cintas de marre, 5 en cada una de las orillas, la primera a partir del cuello, con distancia de aproximadamente 20 cm entre una y otra.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalergénica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales, utilizados en procedimientos ambulatorios.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 70 piezas.



Batas

CLAVE MEDPOL
CPA035-71

Camisón para
paciente no estéril.

Aclarar foto



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
KDC035-03

Juego de sábanas para cama.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, brindando seguridad por el uso individual de este producto.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana de cajón de 110 x 215 cm.1 • Sábana plana de 200 x 140 cm.1 • Bata para paciente adulto con manga corta.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico donde se requiere una bata resistente al paso de líquidos y otros fluidos corporales, utilizados en procedimientos ambulatorios.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 30 piezas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
KDC035-03

Juego de sábanas
para cama.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
SDE035-62

Sábana desechable.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Sábana quirúrgica de 150 x 190 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgnica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere una sábana para cama o para cubrir alguna superficie en la que se requiere contar con un área estéril.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 piezas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
SDE035-62

Sábana desechable.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
SCRO08-26

Sábana estéril para craneotomía.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Sábana de especialidad combinada y plástico satinado de 268 x 250 cm con fenestrado ovalado, bolsa recolectora, sistema de drenado y refuerzo.1 • Envoltura de 75 x 75 cm.1 • Etiqueta de apertura con suaje desprendible.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgnica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Utilizados procedimientos neuroquirúrgicos.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 20 piezas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
SCR008-26

Sábana estéril para craneotomía.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
BCM008-21

Bulto de campos utilitarios.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	4 • Campos quirúrgicos con adhesivo de 90 x 100 cm. 1 • Envoltura de 57 x 57 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere un campo para cubrir alguna superficie en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 piezas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
BCM008-21

Bulto de campos utilitarios.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CUS035-26

Campos sencillo.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0617

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo sencillo de 90 +/- 10 x 90 +/- 10 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere un campo para cubrir alguna superficie en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 100 piezas.

► REGRESA AL ÍNDICE POR PRODUCTO



Campos y sábanas

Campos sencillo.

CLAVE MEDPOL
CUS035-26

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0617





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CSE035-63

Campos sencillo I.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo quirúrgico de 120 x 120 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgnica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere un campo para aislar alguna zona en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico, de urgencias, cirugía ambulatoria, consultorios, laboratorios, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 100 piezas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CSE035-63

Campos sencillo I.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CUT001-02

Campos utilitario estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo quirúrgico de 40 x 70 cm con adhesivos para su fijación (paquete con 2 campos).
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere un campo para aislar alguna zona en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico, de urgencias, cirugía ambulatoria, consultorios, laboratorios, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 120 piezas, en bolsa con 2 piezas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CUT001-02

Campos utilitario estéril.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CHO035-27

Campo hendido para oftalmología y procedimientos menores.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0625

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo quirúrgico de 45+/- 5 x 45+/-5 cm con fenestrado central triangular de 10 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere un campo para aislar alguna zona en la que se va a efectuar un procedimiento quirúrgico, de urgencias, cirugía ambulatoria, consultorios, laboratorios, etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 200 pzas.



Campos y sábanas

Campo hendido para oftalmología y procedimientos menores.

CLAVE MEDPOL
CHO035-27

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0625





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CHO035-01

Campo hendido para oftalmología y procedimientos menores I.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos quirúrgicos menores.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo fenestrado de 110 x 110 cm de tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Fenestrado triangular de 10 x 10 x 10 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalergénica.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Con este tipo de campos se logra un área quirúrgica perfectamente bien delimitada para la realización de cualquier tipo de cirugía menor, su fenestración permite la perfecta maniobrabilidad del cirujano y la perfecta protección del paciente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 100 pzas.



Campos y sábanas

Campo hendido para oftalmología y procedimientos menores I.

CLAVE MEDPOL
CHO035-01

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0625





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CQH035-01

Campo quirúrgico hendido estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo hendido con un tamaño de 90 a 95 cm x 90 x 95 cm con fenestrado en el centro de la prenda, con medida de 10 a 15 cm x 20 a 25 cm con refuerzo absorbente alrededor de la fenestración de 5 a 10 cm de ancho, con adhesivo para su fijación de 2 a 3 cm de ancho, alrededor de la hendidura, localizado por la parte posterior del refuerzo, con área de sujetadores para tubo, la prenda deberá presentarse doblada en forma de abanico.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgico.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Con este tipo de campos se logra un área quirúrgica perfectamente bien delimitada para la realización de cualquier tipo de cirugía menor, su fenestración permite la perfecta maniobrabilidad del cirujano y la perfecta protección del paciente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 90 pzas.



Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
CQH035-01

Campo quirúrgico hendido estéril.





Campos y sábanas

CLAVE MEDPOL
HOT035-28

Campo hendido para otorrinolaringología, anestesiología y otros.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0633

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos. Campo estéril, seguro y efectivo como barrera protectora.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Campo hendido con un tamaño de 70+/-5 cm x 70+/-5 cm con fenestrado con fenestrado en el central rectangular de 15 a 10 cm de tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ofrece una barrera eficaz.• Fácil colocación y retiro.• Comodidad y confort por su diseño.• Hipoalérgico.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiere un campo para aislar alguna zona en la que se va a efectuar un procedimiento.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 150 pzas.



Campos y sábanas

Campo hendido para otorrinolaringología, anestesiología y otros.

CLAVE MEDPOL
HOT035-28

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.231.0633





Uniformes

CLAVE MEDPOL
PCU009-55

Uniforme para cirujano unitalla.

DESCRIPCIÓN

- Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100%, resistente a la tensión, repelente a fluidos, resistente a la tensión, proporciona una barrera bidireccional, más eficiente evitando el paso de microorganismos patógenos, tanto para el paciente como para el personal de salud durante los procedimientos clínicos o quirúrgicos.
- Consta de pantalón con costura de refuerzo entre piernas, cintilla en la cintura para su ajuste, bolsa en la parte trasera del pantalón, filipina cuello en "V" y bies alrededor, bolsa del lado izquierdo superior, manga ranglan.

CONTENIDO

- 1 • Uniforme (pantalón y filipina).
- 1 • Cubreboca básico con orejeras.
- 1 • Gorro para cirujano.
- 1 • Par de cubrezapatos o botas desechables.

BENEFICIOS

- Ofrece una barrera eficaz.
- Fácil colocación y retiro.
- Comodidad y confort por su diseño.
- Hipoalérgico.
- Resistente a fluidos.
- Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.
- Se evita desperdicio y pérdida de ropa.
- Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.

INDICACIONES

- Se utiliza en cualquier procedimiento hospitalario clínico o quirúrgico en donde se requiera vestimenta especial resistente.

PRECAUCIONES

- Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).
- Evite el contacto directo con la luz del sol.
- No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.

FACTOR DE EMPAQUE

- Caja con 50 pzas.



Uniformes

CLAVE MEDPOL
PCU009-55

Uniforme para cirujano unitalla.





Uniformes

CLAVE MEDPOL
UCM001-63

Uniforme plus mediano.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100% de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos color anti refrejante, no transparente antiestático y resistente a la tensión en uso normal.• Filipina cuello en "V", pantalón con bolsa trasera y cinta para su ajuste.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Uniforme mediano (Filipina y pantalón).
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Comodidad y confort por su diseño.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza durante la estancia del personal de salud en las áreas quirúrgicas o en áreas críticas en donde se requiere vestimenta especial resistente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 pzas.



Uniformes

CLAVE MEDPOL
UCM001-63

Uniforme plus mediano.





Uniformes

CLAVE MEDPOL
UCG001-43

Uniforme plus grande.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100% de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos color anti refrejante, no transparente antiestático y resistente a la tensión en uso normal.• Filipina cuello en "V", pantalón con bolsa trasera y cinta para su ajuste.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Uniforme grande (Filipina y pantalón).
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Comodidad y confort por su diseño.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza durante la estancia del personal de salud en las áreas quirúrgicas o en áreas críticas en donde se requiere vestimenta especial resistente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 pzas.



Uniformes

CLAVE MEDPOL
UCG001-43

Uniforme plus grande.





Uniformes

CLAVE MEDPOL
UQG001-03

Uniforme quirúrgico grande.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100% de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos color anti refrejante, no transparente antiestático y resistente a la tensión en uso normal.• Filipina cuello en "V", con bolsa lado izquierdo, pantalón con jareta para su ajuste.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Uniforme mediano (Filipina y pantalón).1 • Cubreboca de alta filtración con cintas.1 • Gorro para paciente.1 • Par de cubrezapatos con antiderrapante.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Comodidad y confort por su diseño.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza durante la estancia del personal de salud en las áreas quirúrgicas o en áreas críticas en donde se requiere vestimenta especial resistente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 pzas.



Uniformes

CLAVE MEDPOL
UQG001-03

Uniforme quirúrgico grande.





Uniformes

CLAVE MEDPOL
VEQ035-70

Vestuario para el equipo quirúrgico no estéril.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100% de polipropileno, impermeable y repelente a la penetración de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestática, resistente a la tensión en uso normal, desechable, mínima generación de pelusa, libre de látex, no flamable.
CONTENIDO	<ol style="list-style-type: none">1 • Filipina de manga corta, cuello preferentemente en forma de "V".1 • Pantalón grande con resorte en la cintura, con bolsa en la parte trasera.1 • Cubreboca.1 • Gorro preferentemente con resorte.2 • Botas preferentemente con resorte.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Comodidad y confort por su diseño.• Resistente a fluidos.• Se ajusta a protocolos de atención desde el punto de vista técnico, como de control de infecciones.• Se evita desperdicio y pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza durante la estancia del personal de salud en las áreas quirúrgicas o en áreas críticas en donde se requiere vestimenta especial resistente.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 pzas.



Uniformes

CLAVE MEDPOL
VEQ035-70

Vestuario para el equipo
quirúrgico no estéril.





Varios

CLAVE MEDPOL
PCZ009-59

Cubrezapatos de tres capas impermeable.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100% de polipropileno, desechable, antiestática y resistente a la tensión, al polvo y a salpicaduras nocivas, material antiderrapante que contribuye a tener una buena adherencia al piso, con resorte a la altura de los tobillos que permite una mejor movilidad y comodidad al usuario.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Par de cubrezapatos con antiderrapante.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ligeras, suaves y cómodas en todo momento.• No contiene pegamentos ni grapas, sellados por ultrasonido.• De fácil colocación, con resorte a la altura del tobillo.• Barrera eficiente que previene la migración de microorganismos desde áreas no estériles.• Ofrece una barrera apropiada para partículas, líquidos y fluidos corporales.• Contribuyen a la prevención de infecciones.• Brinda el confort necesario durante el proceso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Este accesorio forma parte del equipo personal de protección indispensable en un área quirúrgica, por una parte, evitar que aquellos agentes contaminantes que se encuentran adheridos al calzado sean transmitidos al suelo, y por otra, que aquellos agentes que se encuentran en el ambiente y caen al suelo sean captados por el calzado, contribuyendo de esta manera a mantener una higiene adecuada en los lugares de trabajo.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 bolsas, cada bolsa con 25 pares.



Varios

CLAVE MEDPOL
PCZ009-59

Cubrezapatos de tres capas impermeable.





Varios

CLAVE MEDPOL
CMA009-59

Cubrezapatos desechable.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborada con tela no tejida de polipropileno 100% de polipropileno, desechable, antiestática y resistente a la tensión, al polvo y a salpicaduras nocivas, material antiderrapante que contribuye a tener una buena adherencia al piso, con resorte a la altura de los tobillos que permite una mejor movilidad y comodidad al usuario.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Par de cubrezapatos con antiderrapante.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ligeras, suaves y cómodas en todo momento.• No contiene pegamentos ni grapas, sellados por ultrasonido.• De fácil colocación, con resorte a la altura del tobillo.• Barrera eficiente que previene la migración de microorganismos desde áreas no estériles.• Ofrece una barrera apropiada para partículas, líquidos y fluidos corporales.• Contribuyen a la prevención de infecciones.• Brinda el confort necesario durante el proceso.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Este accesorio forma parte del equipo personal de protección indispensable en un área quirúrgica, por una parte, evitar que aquellos agentes contaminantes que se encuentran adheridos al calzado sean transmitidos al suelo, y por otra, que aquellos agentes que se encuentran en el ambiente y caen al suelo sean captados por el calzado, contribuyendo de esta manera a mantener una higiene adecuada en los lugares de trabajo.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 bolsas, cada bolsa con 25 pares.



Varios

CLAVE MEDPOL
CMA009-59

Cubrezapatos desechable.





Varios

CLAVE MEDPOL
MEA001-31

Mortaja especial adulto.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Contiene los elementos necesarios para sujetar e identificar un cadáver.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Bolsa de tela laminada para mortaja adulto de 200 x 100 cm con cierre.1 • Protector clínico.1 • Sujetador para barbilla de 5 x 120 cm.2 • Sujetadores para extremidades de 5 x 150 cm.1 • Etiqueta de identificación amarilla.1 • Etiqueta de identificación precautorio rojo.1 • Toalla absorbente para secado de manos de 44 x 51 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil uso y retiro.• Resistente a fluidos.• Se evita pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.• Con etiquetas de identificación.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza para el amortajamiento y traslado de un cadáver.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 15 pzas.



Varios

CLAVE MEDPOL
MEA001-31

Mortaja especial adulto.





Varios

CLAVE MEDPOL
MEI001-32

Mortaja especial infantil.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Contiene los elementos necesarios para sujetar e identificar un cadáver.
CONTENIDO	<ul style="list-style-type: none">1 • Bolsa de tela laminada para mortaja adulto de 100 x 50 cm con cierre.1 • Protector clínico.1 • Sujetador para barbilla de 5 x 120 cm.2 • Sujetadores para extremidades de 5 x 150 cm.1 • Etiqueta de identificación amarilla.1 • Etiqueta de identificación precautorio rojo.1 • Toalla absorbente para secado de manos de 44 x 51 cm.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil uso y retiro.• Resistente a fluidos.• Se evita pérdida de ropa.• Disminuye espacio en las áreas de almacenamiento.• Elaborada con materiales de la más alta calidad.• Con etiquetas de identificación.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Se utiliza para el amortajamiento y traslado de un cadáver.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 15 pzas.



Varios

CLAVE MEDPOL
MEI001-32

Mortaja especial infantil.





Varios

CLAVE MEDPOL
BAB009-17

Babero de tela no tejida.

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborado con tela no tejida 100% de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos color anti reflejante no transparente antiestático y resistente a la tensión en uso normal.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Babero de tela no tejida anatómico autoajustable desechable adulto con 50 piezas. Medidas (32 x 32 cm con dos cintas de amarre al cuello).
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• De fácil uso y retiro.• Diseño y tamaño óptimo para proteger el torax del paciente.• Ofrece una barrera apropiada de líquidos y fluidos corporales.• Contribuye a la prevención de infecciones.• Ligero, suave y cómodo en todo momento.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Diseñado para su uso en especialidades como odontología, otorrinolaringología, oftalmología etc.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 30 bolsas, cada bolsa con 50 pzas.



Varios

CLAVE MEDPOL
BAB009-17

Babero de tela
no tejida.





Varios

CLAVE MEDPOL
GEM009-22

Gorro para paciente.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.439.0088

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Gorro para enfermera o paciente de tela no tejida 100% de polipropileno, desechable, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión, con diseño de oruga, tamaño estandar.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Gorro para pacientes con diseño de oruga que se acopla fácilmente a diferentes tallas.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• No contiene pegamentos ni grapas están sellados por ultrasonido.• De fácil colocación y retiro.• Barrera eficiente que previene la migración de microorganismos desde áreas no estériles.• Ofrece una barrera apropiada para partículas, líquidos y fluidos corporales.• Contribuye a la prevención de infecciones.• Brinda el confort necesario durante el proceso quirúrgico.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Diseñado para cubrir el cabello del personal de salud previniendo la contaminación del área quirúrgica con la caída del cabello.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 bolsas, cada bolsa con 100 pzas.



Varios

Gorro para paciente.

CLAVE MEDPOL
GEM009-22

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.439.0088





Varios

CLAVE MEDPOL
GCI035-31

Gorro para cirujano.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.439.0039

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Gorro para cirujano de tela no tejida 100% de polipropileno, desechable, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y resistente a la tensión, cintas de ajuste en el extremo distal, tamaño estandar.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Gorro para cirujano en polipropileno de con cintas de ajuste en el extremo distal.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• No contiene pegamentos ni grapas están sellados por ultrasonido.• De fácil colocación y retiro.• Con cintas que permiten su ajuste.• Barrera eficiente que previene la migración de microorganismos desde áreas no estériles.• Ofrece una barrera apropiada para partículas, líquidos y fluidos corporales.• Contribuye a la prevención de infecciones.• Posee bajo contenido de pelusas que evita la aero-transportación de contaminantes.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Diseñado para cubrir el cabello del personal de salud previniendo la contaminación del área quirúrgica con la caída del cabello.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 50 bolsas, cada bolsa con 100 pzas.



Varios

Gorro para cirujano.

CLAVE MEDPOL
GCI035-31

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.439.0039





Varios

CLAVE MEDPOL
BSA035-21

Bota para cirujano sin antiderrapante.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.130.0015

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborado de tela no tejida de polipropileno, desechable, antiestática y resistente a la tensión, al polvo y a salpicaduras nocivas, con 2 cintas de sujeción desechable.• Ancho superior de 22.5 +/- 2 cm.• Altura total 37.0 +/- 2 cm.• Anchura total 40.0 cm.• Abertura en la parte posterior 20 +/- 2.5 cm.• Ancho de las cintas de 3.0 cm.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Par de botas quirúrgicas con 2 cintas de sujeción, desechable sin antiderrapante.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ligeras, suaves y cómodas en todo momento.• No contiene pegamentos ni grapas están sellados por ultrasonido.• De fácil colocación y retiro.• No contiene látex.• Hipoalergénicas.• Con cintas que permiten su ajuste.• Barrera eficiente que previene la migración de microorganismos desde áreas no estériles.• Ofrece una barrera apropiada para partículas, líquidos y fluidos corporales.• Contribuye a la prevención de infecciones.• Posee bajo contenido de pelusas que evita la aero-transportación de contaminantes.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Este accesorio forma parte del equipo personal de protección indispensable en un área quirúrgica, por una parte evitar aquellos contaminantes que se encuentren adheridos al calzado.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 bolsas, cada bolsa con 25 pzas.



Varios

Bota para cirujano
sin antiderrapante.

CLAVE MEDPOL
BCA035-21

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.130.0015





Varios

CLAVE MEDPOL
BCA035-20

Bota para cirujano con antiderrapante.

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.130.0023

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• Elaborado de tela no tejida de polipropileno, desechable, antiestática y resistente a la tensión, al polvo y a salpicaduras nocivas, con 2 cintas de sujeción desechable.• Ancho superior de 22.5 +/- 2 cm.• Altura total 37.0 +/- 2 cm.• Anchura total 40.0 cm.• Abertura en la parte posterior 20 +/- 2.5 cm.• Ancho de las cintas de 3.0 cm.
CONTENIDO	1 <ul style="list-style-type: none">• Par de botas quirúrgicas con 2 cintas de sujeción, desechable con antiderrapante.
BENEFICIOS	<ul style="list-style-type: none">• Ligeras, suaves y cómodas en todo momento.• No contiene pegamentos ni grapas están sellados por ultrasonido.• De fácil colocación y retiro.• No contiene látex.• Hipoalergénicas.• Con cintas que permiten su ajuste.• Barrera eficiente que previene la migración de microorganismos desde áreas no estériles.• Ofrece una barrera apropiada para partículas, líquidos y fluidos corporales.• Contribuye a la prevención de infecciones.• Posee bajo contenido de pelusas que evita la aero-transportación de contaminantes.
INDICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Este accesorio forma parte del equipo personal de protección indispensable en un área quirúrgica, por una parte evitar aquellos contaminantes que se encuentren adheridos al calzado.
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Almacenar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 288 K (15°) a 303 K (30°).• Evite el contacto directo con la luz del sol.• No se garantiza la esterilidad si el empaque se encuentra abierto o presenta alguna ruptura previa.
FACTOR DE EMPAQUE	<ul style="list-style-type: none">• Caja con 40 bolsas, cada bolsa con 25 pzas.




Varios

Bota para cirujano con antiderrapante.

CLAVE MEDPOL
BCA035-20

CLAVE CUADRO BÁSICO
060.130.0023



Catálogo

de dispositivos
e insumos médicos.

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

www.medicapolaris.com

Gavilán No. 153
Col. Guadalupe del Moral, Del. Iztapalapa
C.P. 09300, CDMX, México
Tel. 55 5697 1379

medpol™

Innplast®